

ХИМИЧЕСКИЕ РЕАГЕНТЫ И РЕАКТИВЫ



Химические реагенты и реактивы

ФОКУСИРУЮЩИЙ РЕАГЕНТ URIT 5S11 ДЛЯ URIT-5160



Фокусирующий реагент URIT 5S11 для URIT-5160

[Read More](#)

Артикул: N/A

Цена: Цена по запросу

Категория: [Химические реагенты и реактивы](#)

ОЧИСТИТЕЛЬ ПРОБОЗАБОРНИКА URIT D43 для URIT-5160



Очиститель пробозаборника URIT D43 для URIT-5160

[Read More](#)

Артикул: N/A

Цена: Цена по запросу

Категория: [Химические реагенты и реактивы](#)

ОЧИСТИТЕЛЬ ПРОБОЗАБОРНИКА URIT D46 для URIT-5160



Очиститель пробозаборника URIT D46 для URIT-5160

[Read More](#)

Артикул: N/A

Цена: Цена по запросу

Категория: [Химические реагенты и реактивы](#)

ОЧИСТИТЕЛЬ ПРОБОЗАБОРНИКА URIT D41 ДЛЯ URIT-3000PLUS



Очиститель пробозаборника URIT D41 для URIT-3000Plus

[Read More](#)

Артикул: N/A

Цена: Цена по запросу

Категория: [Химические реагенты и реактивы](#)

ЛИТИЧЕСКИЙ РЕАГЕНТ URIT L21 ДЛЯ URIT-3000PLUS



Литический реагент URIT L21 для URIT-3000Plus

[Read More](#)

Артикул: N/A

Цена: Цена по запросу

Категория: [Химические реагенты и реактивы](#)

ПОЛОСКИ С РЕАГЕНТОМ ДЛЯ МОЧИ URIT-14G для URIT-500C



Полоски с реагентом для мочи URIT-14G для URIT-500C

[Read More](#)

Артикул: N/A

Цена: Цена по запросу

Категория: [Химические реагенты и реактивы](#)

ПОЛОСКИ С РЕАГЕНТОМ ДЛЯ МОЧИ URIT-11G для URIT-500C



Полоски с реагентом для мочи URIT-11G для URIT-500C

[Read More](#)

Артикул: N/A

Цена: Цена по запросу

Категория: [Химические реагенты и реактивы](#)

ПОЛОСКИ С РЕАГЕНТОМ ДЛЯ МОЧИ URIT-10G ДЛЯ URIT-500C



Полоски с реагентом для мочи URIT-10G для URIT-500C

[Read More](#)

Артикул: N/A

Цена: Цена по запросу

Категория: [Химические реагенты и реактивы](#)

КОНТРОЛЬ МОЧИ UQ-14 ДЛЯ URIT-500C



Контроль мочи UQ-14 для URIT-500C

[Read More](#)

Артикул: N/A

Цена: Цена по запросу

Категория: [Химические реагенты и реактивы](#)

КОНТРОЛЬ МОЧИ UQ-11 ДЛЯ URIT-500C



Контроль мочи UQ-11 для URIT-500C

[Read More](#)

Артикул: N/A

Цена: Цена по запросу

Категория: [Химические реагенты и реактивы](#)

КОНТРОЛЬ МОЧИ UQ-10 ДЛЯ URIT-500C



Контроль мочи UQ-10 для URIT-500C

[Read More](#)

Артикул: N/A

Цена: Цена по запросу

Категория: [Химические реагенты и реактивы](#)

ГИПОХЛОРИТ КАЛЬЦИЯ 65%, МАРКА Б



Гипохлорит кальция 65%, марка Б

Технические характеристики:

Наименование показателя	Норма Б
1 Внешний вид	Гранулированный продукт белого цвета или слабоокрашенный
2 Массовая доля активного хлора, %, не менее	65
3 Массовая доля воды, %	6 ± 2
4 Массовая доля нерастворимого осадка, %, не более	10
5 Коэффициент термостабильности, не менее	0,9

Примечание – Допускается ежегодное снижение массовой доли активного хлора до 8 % относительных.

Условия хранения: Кальция гипохлорит должен храниться в упаковке изготовителя штабелями в крытых неотапливаемых, хорошо вентилируемых, защищенных от попадания атмосферных осадков и прямых солнечных лучей, помещениях. Барабаны должны храниться вертикально. Высота штабеля не должна превышать трех ярусов. Штабеля должны иметь ширину не более 2 м, между штабелями должны быть проходы не менее 1 м. По согласованию с потребителем допускается штабелирование тары с продуктом в четыре яруса.

Упаковка: стальные оцинкованные барабаны, барабаны стальные тонкостенные, бочки стальные закатные, бочки полиэтиленовые. Барабаны и бочки стальные должны быть снабжены мешками-вкладышами из полиэтиленовой пленки. По согласованию с потребителем допускается упаковка кальция гипохлорита в другую тару, обеспечивающую качество, сохранность и безопасность продукта.

Транспортирование: всеми видами транспорта, кроме воздушного.

Классификационный шифр группы опасных грузов: по ГОСТ 19433 - 5112; при перевозке по железной дороге - 5112.

Группа упаковки: 2.

Фасовка: полиэтиленовая бочка по 52 кг.

[Read More](#)

Артикул: N/A

Цена: Цена по запросу

Categories: [Стерилизация и дезинфекция](#), [Химические реагенты и реактивы](#)