

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ВЭЖХ



ШПРИЦ 50 МКЛ (ДЛЯ ВЭЖХ), МОДЕЛИ 1705 N, ЗАЦЕМЕНТИРОВАННАЯ ИГЛА, КАЛИБР 22S GA, ДЛИНА 51 ММ, ФОРМА ОС

Микрошприцы применяются для проведения анализа газовой, жидкостной и тонкослойной хроматографии. С помощью микрошприца анализируемая проба поступает в дозатор газового хроматографа, либо на пластинку, для дальнейшего анализа.

Текст документы — Копия сертификата гарантии качества от производителя
Текст срок годности —

[Read More](#)

Артикул: 549-1173

Цена: Цена по запросу

Категория: [Расходные материалы для ВЭЖХ](#)



ШПРИЦЕВЫЕ ФИЛЬТРЫ, С МАРКИРОВКОЙ, CHROMAFIL XTRA PTFE, 25 ММ, 0,45 МКМ, 100 ШТУК В УПАКОВКЕ

Рекомендуемые приложения: Неполярные образцы, Подходит для колонок ВЭЖХ, заполненных частицами > 3 мкм, ГХ, SFC, Очень устойчивы ко всем видам растворителей, а также к кислотам и основаниям

Текст документы — Копия сертификата гарантии качества от производителя
Текст срок годности —

[Read More](#)

Артикул: 729205

Цена: Цена по запросу

Категория: [Расходные материалы для ВЭЖХ](#)



ШПРИЦЕВЫЕ ФИЛЬТРЫ, МАРКИРОВАННЫЕ, CHROMAFIL XTRA RA, 25 ММ, 0,45 МКМ, 100 ШТУК В УПАКОВКЕ

Рекомендуемые приложения: Для фильтрации среднеполярных водно-органических жидкостей, Подходит для колонок ВЭЖХ, заполненных частицами > 3 мкм, ГХ, SFC

Текст документы

– Копия сертификата гарантии качества от производителя

Текст срок годности

—

[Read More](#)

Артикул: 729213

Цена: Цена по запросу

Категория: [Расходные материалы для ВЭЖХ](#)



ИММУНОАФФИННЫЕ КОЛОНКИ DZT MS-PREP®

Колонки обеспечивают не только очистку образца, но и селективную очистку от микотоксинов. После экстракции образца метанолом/водой и последующей фильтрации экстракт образца наносят на иммуноаффинную колонку. Если в образце присутствуют соответствующие микотоксины, они связываются соответствующими антителами. Колонки промывают и элюируют микотоксины метанолом. Собранный элюат затем используется для анализа с помощью ЖХ-МС/МС.

Текст документы

– Копия паспорта;

Текст срок годности

—

[Read More](#)

Артикул: RBRP73B

Цена: Цена по запросу

Категория: [Расходные материалы для ВЭЖХ](#)

ИММУНОАФФИННЫЕ КОЛОНКИ AOF MS-PREP®

Колонки обеспечивают не только очистку образца, но и селективную очистку от микотоксинов. Иммуноаффинные колонки с несколькими микотоксинами для одновременного обнаружения афлатоксинов B1, B2, G1, G2, охратоксина А, фумонизинов B1 и B2 в широком диапазоне товаров в сочетании с ЖХ-МС/МС.

Текст документы — Копия паспорта;

Текст срок годности —

[Read More](#)

Артикул: RBRP115B

Цена: Цена по запросу

Категория: [Расходные материалы для ВЭЖХ](#)

