

ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



лабораторное оборудование в ташкенте



МЕХАНИЧЕСКИЕ АВТОКЛАВИРУЕМЫЕ ДОЗАТОРЫ MICROPETTE PLUS ВОСЬМИКАНАЛЬНЫЕ С РЕГУЛИРУЕМЫМ ОБЪЕМОМ 50-300 МКЛ

**Механические автоклавируемые дозаторы MicroPette plus
восьмиканальные с регулируемым объемом 50-300 мкл**

Основные характеристики

- Полностью автоклавируемый.
- Эргономичный дизайн обеспечивает отличный опыт работы.
- Легко читаемый дисплей объема.
- Простота калибровки и обслуживания
- Изготовлены из инновационных материалов
- индивидуальный сертификат калибровки согласно ISO8655
- Дозирующая головка вращается для удобства дозирования
 - Отдельный узел поршня и конуса наконечника упрощает ремонт и техническое обслуживание
 - Конус наконечника из композитного материала обеспечивает высокую герметичность
 - Совместимость с большинством универсальных брендов наконечников

8-ми канальные пипет-дозаторы подходят для 96-луночных плашек.

Преимущества:

- Доступны 8- и 12-канальные пипетки для стандартного 96-луночного планшета.
- Дозирующая головка вращается для оптимального удобства

дозирования

- Отдельные узлы поршня и конуса наконечника упрощают ремонт и обслуживание
- Конструкция конуса наконечника из композитного материала позволяет визуально проверить герметичность
- Может использоваться с универсальными наконечниками для дозаторов

Диапазон громкости	Приращение	Объем теста (мкл)	Погрешность		Ошибка точности	
			%	мкл	%	мкл
50-300 мкл	5 мкл	300	0,70%	2.1	0,25%	0,75
		150	1,00%	1.5	0,50%	0,75
		50	1,50%	0,75	0,80%	0,4
Диапазон громкости	Приращение	Объем теста (мкл)	Погрешность		Ошибка точности	
			%	мкл	%	мкл
50-300 мкл	5 мкл	300	0,70%	2.1	0,25%	0,75
		150	1,00%	1.5	0,50%	0,75
		50	1,50%	0,75	0,80%	0,4

[Read More](#)

Артикул: N/A

Цена: Цена по запросу

Категория: [Оборудование для обращения с жидкостями \(Дозаторы, аспираторы и пр.\)](#)

ВЫТЯЖНОЙ ШКАФ ШВ - "ЛАМИНАР-С" - 1,3

Вытяжной шкаф ШВ - "Ламинар-С" - 1,3



Стандартное исполнение: распашное лицевое стекло, подсветка рабочей камеры, металлические боковые панели, блок розеток в рабочей камере шкафа, столешница из нержавеющей стали, выдвижной блок УФ-облучения, вытяжной вспомогательный вентилятор, обратный клапан с фланцем присоединения к вытяжной системе Ø 250 мм, гофрированный металлорукав Ø 250 мм (длина 3 метра), два быстросъемных хомута для крепления гофрированного металлорукава, рамочная подставка с полкой для ног, винтовые опоры для стационарной установки шкафа.

Для включения питания шкафа, вентилятора и освещения установлены клавишные выключатели с подсветкой. Пульт управления УФ-облучением оборудован антивандальными кнопками и таймером с семисегментным дисплеем.

Внешние габариты (ШхГхВ), мм	1315 x 600 x 1920
Габариты рабочей камеры (ШхГхВ), мм	1310 x 535 x 655
Объемный расход воздуха, удаляемого из рабочей камеры шкафа, м3/час, не менее	500
Освещенность рабочей поверхности вытяжного шкафа, Лк, не менее	1000
Суммарная максимально допустимая нагрузка на блоки розеток, Вт, не более	1000
Потребляемая мощность от сети, Вт, не более	100
Мощность вентилятора, Вт, не более	31
Вес вытяжного шкафа с подставкой, кг	98

[Read More](#)

Артикул: N/A

Цена: Цена по запросу

Категория: [Ламинарные и вытяжные шкафы, боксы биологической безопасности, ПЦР кабинеты](#)

МНОГОЦЕЛЕВАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ЦЕНТРИФУГА "DM0636" С РОТОРОМ "A8-50"



Многоцелевая клиническая центрифуга "DM0636" с ротором "A8-50"

Основные характеристики



- Скорость может быть установлена в диапазоне от 300 до 6000 об / мин
- Максимальная вместимость центрифуги: 100 мл x 4
- 9 настроек ускорения / 10 настроек скорости торможения для обеспечения оптимального разделения
- Широкий спектр принадлежностей (роторы с фиксированным углом и откидывающиеся ковши)
- Автоматический идентификация ротора
- Таймеры могут быть установлены до 99 мин. для кратковременной / непрерывной работы
- 9 процедур, хранящихся в памяти, значительно упрощают работу
- Бесщеточные двигатели постоянного тока, не требующие обслуживания

Характеристики:

Характеристики

Диапазон скоростей
Максимум. RCF
Точность скорости

DM0636

Шаг 300-6000 об / мин: 10 об / мин
4020xg
± 20 об / мин

Максимум. Вместимость	100 мл x 4
Время выполнения	30 секунд-99 минут / непрерывно
Мотор	Бесщеточный DC
Дисплей	ЖК-дисплей
Программная память	9
Устройства для обеспечения безопасности	Защита двери от дисбаланса Обнаружение превышения скорости и перегрева
Время разгона / замедления	9 ↑ / 10 ↓ шагов
Сила	660Вт; Однофазный AC220V-240V, 50 Гц / 60 Гц, 6,3 А; AC110V-120V, 50 Гц / 60 Гц, 10 А
Размер [ШxГxВ]	445x579x269 мм
Вес	36кг
Сертификация	CE
Расширенные возможности	переключатель скорость / rcf; Идентификация ротора

[Read More](#)

Артикул: N/A

Цена: Цена по запросу

Категория: [Центрифуги](#)



МЕХАНИЧЕСКИЙ АВТОКЛАВИРУЕМЫЙ ДОЗАТОР ТОРРЕТТЕ ВОСЬМИКАНАЛЬНЫЕ С РЕГУЛИРУЕМЫМ ОБЪЕМОМ 50-300 МКЛ

**Механический автоклавируемый дозатор TopPette
восьмиканальные с регулируемым объемом 50-300 мкл**

Основные характеристики

- Полностью автоклавируемый.
- Эргономичный дизайн обеспечивает отличный опыт работы.
- Легко читаемый дисплей объема.
- Простота калибровки и обслуживания
- Изготовлены из инновационных материалов
- индивидуальный сертификат калибровки согласно ISO8655
 - Дозирующая головка вращается для удобства дозирования
 - Отдельный узел поршня и конуса наконечника упрощает ремонт и техническое обслуживание
 - Конус наконечника из композитного материала обеспечивает высокую герметичность
 - Совместимость с большинством универсальных брендов наконечников

8-ми канальные пипет-дозаторы подходят для 96-луночных плашек.

Преимущества:

- регулирование объема путем легкого вращения и фиксации кнопки рукоятки дозатора
- эргономичная опора для пальца
- сбрасыватель наконечника и посадочный конус легко снимаются

- посадочный конус изготовлен из качественных химических материалов, обеспечивающих надежную химическую стойкость
- корпус дозатора выполнен из высококачественного пластика, устойчивого к химически активным средам

Диапазон громкости	Приращение	Объем теста (мкл)	Погрешность		Ошибка точности	
			%	мкл	%	мкл
50-300 мкл	5 мкл	300	0,70%	2.1	0,25%	0,75
		150	1,00%	1.5	0,50%	0,75
		50	1,50%	0,75	0,80%	0,4
Диапазон громкости	Приращение	Объем теста (мкл)	Погрешность		Ошибка точности	
			%	мкл	%	мкл
50-300 мкл	5 мкл	300	0,70%	2.1	0,25%	0,75
		150	1,00%	1.5	0,50%	0,75
		50	1,50%	0,75	0,80%	0,4

[Read More](#)

Артикул: N/A

Цена: Цена по запросу

Категория: [Оборудование для обращения с жидкостями \(Дозаторы, аспираторы и пр.\)](#)

МАГНИТНАЯ МЕШАЛКА "MS7-H550-PRO"

Магнитная мешалка "MS7-H550-Pro"



Основные характеристики

- ЖК-дисплей для точного контроля скорости и температуры
- Встроенный ПИД-регулятор обеспечивает безопасный нагрев среды с защитой от перегрева
- Макс. температура нагревательной плиты 550 ° С
- Стеклокерамическая рабочая плита обеспечивает отличную химическую стойкость и наиболее эффективную теплопередачу
- Внешний контроль температуры возможен путем подключения датчика температуры (РТ1000) с точностью до ± 0,2 ° С
- Цифровое управление скоростью, макс. скорость при 1500 об / мин
- Превосходный бесщеточный двигатель постоянного тока обеспечивает большую мощность перемешивания
- Две вращающиеся ручки позволяют легко регулировать скорость и температуру
- Предупреждение «ГОРЯЧЕЕ» будет мигать, когда температура рабочей пластины превышает 50 ° С, даже если конфорка выключена
- Дистанционная функция обеспечивает управление с ПК и передачу данных

Технические характеристики

Характеристики

- Размер рабочей плиты [Ш x Г]
Материал рабочей пластины
Тип двигателя
Вход номинального двигателя
Выходная мощность двигателя
Сила
Мощность нагрева
вольтаж
Позиции для перемешивания
Максимум. количество перемешивания, [H2O]
Максимум. магнитный стержень [длина]
Диапазон скоростей
Отображение скорости
Отображение температуры
Диапазон температур нагрева
Точность контроля температуры
Защита от перегрева
Точность отображения температуры
Датчик наружной температуры
«Горячее» предупреждение
Разъем данных
Класс защиты

MS7-H550-Pro

- 184x184 мм (7 дюймов)
Стеклокерамика
Бесщеточный двигатель постоянного тока
18 Вт
10 Вт
1050 Вт
1000 Вт
100-120 / 200-240 В 50/60 Гц
1
20л
80 мм
Разрешение 100-1500 об / мин ± 1 об / мин
ЖК-дисплей
ЖК-дисплей
Температура в помещении -550 ° С, шаг 1 ° С
± 1 ° С (<100 ° С) ± 1% (> 100 ° С)
580 ° С
± 0,1 ° С
РТ1000 (точность ± 0,2)
50 ° С
RS232
IP21

Размер [ШхГхВ]	215x360x112 мм
Вес	5,3 кг
Допустимая температура и влажность окружающей среды	5-40 ° С, 80% относительной влажности

[Read More](#)

Артикул: N/A

Цена: Цена по запросу

Категория: [Мешалки \(магнитные, механические, вортексы, навесные и пр.\)](#)



ТОРРЕТТЕ МЕХАНИЧЕСКИЕ РУЧНЫЕ ПИПЕТКИ-ДОЗАТОРЫ, ОДНОКАНАЛЬНЫЕ С РЕГУЛИРУЕМЫМ ОБЪЕМОМ 200-1000 МКЛ

**TopPette механические ручные пипетки-дозаторы, одноканальные
с регулируемым объемом 200-1000 мкл**

Ключевая особенность

- Легкая, эргономичная конструкция с низким усилием
- Цифровой дисплей четко показывает настройку громкости
- Пипетки охватывают диапазон объемов от 200 мкл до 1000 мл.
- Легко калибровать и обслуживать с помощью прилагаемого инструмента
- Дизайн помогает избежать травм от повторяющихся деформаций
- Откалиброван в соответствии с ISO8655. Каждая пипетка поставляется с индивидуальным сертификатом испытаний
- Нижняя часть доступна для автоклавирования.

Преимущества:

- регулирование объема путем легкого вращения и фиксации кнопки рукоятки дозатора
- эргономичная опора для пальца
- сбрасыватель наконечника и посадочный конус легко снимаются
- посадочный конус изготовлен из качественных химических материалов, обеспечивающих надежную химическую стойкость
- корпус дозатора выполнен из высококачественного пластика, устойчивого к химически активным средам

Диапазон громкости	Инкремент	Объем теста (мкл)	Погрешность		Ошибка точности	
			%	мкл	%	мкл
200-1000 мкл	5 мкл	1000	0,60%	6	0,20%	2
		500	0,70%	3.5	0,25%	1,25
		100	0,90%	1,8	0,30%	0,6

[Read More](#)

Артикул: N/A

Цена: Цена по запросу

Категория: [Оборудование для обращения с жидкостями \(Дозаторы, аспираторы и пр.\)](#)



ТОРРЕТТЕ МЕХАНИЧЕСКИЕ РУЧНЫЕ ПИПЕТКИ-ДОЗАТОРЫ, ОДНОКАНАЛЬНЫЕ С РЕГУЛИРУЕМЫМ ОБЪЕМОМ 50-200 МКЛ

TopPette механические ручные пипетки-дозаторы, одноканальные с регулируемым объемом 50-200 мкл

Ключевая особенность

- Легкая, эргономичная конструкция с низким усилием
- Цифровой дисплей четко показывает настройку громкости
- Пипетки охватывают диапазон объемов от 50 мкл до 200 мл.
- Легко калибровать и обслуживать с помощью прилагаемого инструмента
- Дизайн помогает избежать травм от повторяющихся деформаций
- Откалиброван в соответствии с ISO8655. Каждая пипетка поставляется с индивидуальным сертификатом испытаний
- Нижняя часть доступна для автоклавирования.

Преимущества:

- регулирование объема путем легкого вращения и фиксации кнопки рукоятки дозатора
- эргономичная опора для пальца
- сбрасыватель наконечника и посадочный конус легко снимаются
- посадочный конус изготовлен из качественных химических материалов, обеспечивающих надежную химическую стойкость
- корпус дозатора выполнен из высококачественного пластика, устойчивого к химически активным средам

Диапазон громкости	Инкремент	Объем теста (мкл)	Погрешность		Ошибка точности	
			%	мкл	%	мкл
50-200 мкл	1 мкл	200	0,60%	1,2	0,15%	0,3
		100	0,80%	0,8	0,30%	0,3
		50	1,00%	0,5	0,40%	0,2

[Read More](#)

Артикул: N/A

Цена: Цена по запросу

Категория: [Оборудование для обращения с жидкостями \(Дозаторы, аспираторы и пр.\)](#)



**ТОРРЕТТЕ МЕХАНИЧЕСКИЕ РУЧНЫЕ
ПИПЕТКИ-ДОЗАТОРЫ, ОДНОКАНАЛЬНЫЕ С
РЕГУЛИРУЕМЫМ ОБЪЕМОМ 20-200 МКЛ**

TopPette механические ручные пипетки-дозаторы, одноканальные с регулируемым объемом 20-200 мкл

- **Ключевая особенность**
 - Легкая, эргономичная конструкция с низким усилием
 - Цифровой дисплей четко показывает настройку громкости
 - Пипетки охватывают диапазон объемов от 20 мкл до 200 мкл.
 - Легко калибровать и обслуживать с помощью прилагаемого инструмента
 - Дизайн помогает избежать травм от повторяющихся деформаций
 - Откалиброван в соответствии с ISO8655. Каждая пипетка поставляется с индивидуальным сертификатом испытаний
 - Нижняя часть доступна для автоклавирования.

Преимущества:

- регулирование объема путем легкого вращения и фиксации кнопки рукоятки дозатора
- эргономичная опора для пальца
- сбрасыватель наконечника и посадочный конус легко снимаются
- посадочный конус изготовлен из качественных химических материалов, обеспечивающих надежную химическую стойкость
- корпус дозатора выполнен из высококачественного пластика, устойчивого к химически активным средам

Диапазон громкости	Инкремент	Объем теста (мкл)	Погрешность		Ошибка точности	
			%	мкл	%	мкл
20-200 мкл	1 мкл	200	0,60%	1,2	0,15%	0,3
		100	0,80%	0,8	0,30%	0,3
		20	3,00%	0,6	1,00%	0,2

[Read More](#)
Артикул: N/A
Цена: Цена по запросу
Категория: [Оборудование для обращения с жидкостями \(Дозаторы,](#)

[аспираторы и пр.\)](#)



ТОРРЕТТЕ МЕХАНИЧЕСКИЕ РУЧНЫЕ ПИПЕТКИ-ДОЗАТОРЫ, ОДНОКАНАЛЬНЫЕ С РЕГУЛИРУЕМЫМ ОБЪЕМОМ 2-10 МКЛ

TopPette механические ручные пипетки-дозаторы, одноканальные с регулируемым объемом 2-10 мкл

Ключевая особенность

- Легкая, эргономичная конструкция с низким усилием
- Цифровой дисплей четко показывает настройку громкости
- Пипетки охватывают диапазон объемов от 2 мкл до 10 мл.
- Легко калибровать и обслуживать с помощью прилагаемого инструмента
- Дизайн помогает избежать травм от повторяющихся деформаций
- Откалиброван в соответствии с ISO8655. Каждая пипетка поставляется с индивидуальным сертификатом испытаний
- Нижняя часть доступна для автоклавирования.

Преимущества:

- регулирование объема путем легкого вращения и фиксации кнопки рукоятки дозатора
- эргономичная опора для пальца
- сбрасыватель наконечника и посадочный конус легко снимаются
- посадочный конус изготовлен из качественных химических материалов, обеспечивающих надежную химическую стойкость
- корпус дозатора выполнен из высококачественного пластика, устойчивого к химически активным средам

Диапазон громкости	Инкремент	Объем теста (мкл)	Погрешность		Ошибка точности	
			%	мкл	%	мкл

		10	0,60%	60	0,20%	20
2-10 мкл	0,1 мкл	5	1,20%	60	0,30%	15
		2	3,00%	60	0,60%	12

[Read More](#)

Артикул: N/A

Цена: Цена по запросу

Категория: [Оборудование для обращения с жидкостями \(Дозаторы, аспираторы и пр.\)](#)

МИНИ-ЦЕНТРИФУГА "D1008"

Мини-центрифуга "D1008"



Основные характеристики

- Идеально подходят для микрофльтрации и быстрого отжима
- Простота использования с функцией двойного запуска / остановки
- Фиксированная скорость 7000 об / мин (D1008)
- Фиксированная скорость 5000 об / мин (D1008E)
- Совместимость с роторами 2mLx8 и PCR8x2
- Тихая работа, уровень шума ≤ 45 дБ
- Замена ротора без инструментов
- Ускорение и торможение за секунды
- Доступен в двух цветах: зеленый, синий

Технические характеристики

Характеристики	D1008
Максимум. Скорость	7000 об / мин
Максимум. RCF	2680 x г
Емкость ротора	0,2 / 0,5 / 1,5 / 2,0 мл x 8; 0,2 мл x 16 полосок для ПЦР или 0,2 мл x 2 полосок для ПЦР 8
Время выполнения	Непрерывная работа
Приводной двигатель	Двигатель постоянного тока
Сила	AC110-240V / 50 Гц / 60 Гц 20 Вт
Уровень шума	≤ 45 дБ
Размер [Д x Ш x В]	160x170x122 мм
Вес	0,5 кг
Сертификация	CE cTÜVus FCC MCA

В комплекте с D1008

Р / N	Описания
A08-2	Пластиковый ротор 7000 об / мин, 2 мл / 1,5 мл * 8
A02-PCR8	Пластиковый ротор 7000 об / мин, PCR8 * 2
SA02P2	Адаптер ротора с 2 мл на 0,2 мл, используется с ротором D1008 8 шт./Уп.
SA05P2	Адаптер ротора с 2 мл на 0,5 мл, используется с ротором D1008 8 шт./Уп.

[Read More](#)
Артикул: N/A
Цена: Цена по запросу
Категория: [Центрифуги](#)


ВАКУУМНЫЙ АСПИРАТОР SAFEVAC



Вакуумный аспиратор SAFEVAC

Основные характеристики

- Мощность вакуума может быть установлена на различных уровнях для достижения скорости аспирации от 1 мл / с до 15 мл / с
- Чувствительный датчик уровня для предотвращения перелива жидкости во время работы
- Полностью автоклавируемая емкость для сбора отходов, трубка и ручка
- Простая крышка, трубки и ручка для разборки, очистки и автоклавирования
- Широкий ассортимент адаптеров для установки пробирок, микропланшетов и дисковых планшетов для различных задач
- Сменные ручные адаптеры с наконечниками для оператора делают его пригодным для различных задач, от одноканальных до 8-канальных, в зависимости от применений в пробирке, микро плита, дисковая плита и т. д.



Характеристики	САФЕВАК
Диапазон вакуума	0-600 мбар
Скорость всасывания	1-15 мл / с
Компонент автоклава	трубка; бутылка для отходов; ручка управления;

Размер [Ш x Г x В]	180 x 240 x 450 мм
Вес	3 кг
Входное напряжение	100-240 В переменного тока, 50/60 Гц
Объем бутылки	4L

Кошка. Нет.	Описания
17900115	Вакуумные баллоны РРСО - 4 л 83В
17900109	Одиночная игла Ф1,5 мм, 60 мм
17900110	Игла длинного типа Ф1,5 мм, 120 мм
17900111	8-канальная игла Ф1,5 мм
17900112	Адаптер для удаления наконечника 200 мкл наконечник
17900113	8-канальный адаптер для детрузии наконечника 200 мкл наконечник
17100301	Гидрофобный фильтр 0,45 мкм □ 1 шт. / Уп.

[Read More](#)

Артикул: N/A

Цена: Цена по запросу

Категория: [Оборудование для обращения с жидкостями \(Дозаторы, аспираторы и пр.\)](#)

ВЫСОКОСКОРОСТНАЯ МИНИ-ЦЕНТРИФУГА "D2012 PLUS"



Высокоскоростная мини-центрифуга "D2012 plus"

Основные характеристики

- Высокая центробежная сила 15 100 g и макс. скорость 15 000 об / мин идеально подходит для различных применений
- Бесщеточный привод двигателя постоянного тока быстро разгоняет ротор до заданной скорости
- Бесшумная работа, низкий уровень шума ≤56 дБ
- D2012 подтвержден IEC / EN 61010-1
- D2012 Plus прошел строгие испытания на взрывозащищенность и аккредитован с сертификатами CE, cTUVus, FCC и тестом MCA. Тест MCA согласно IEC / EN61010-2-20

Характеристики	D2012 плюс
Максимум. Скорость	15000 об / мин (500-15000 об / мин), шаг: 100 об / мин
Максимум. RCF	15100 x g, шаг: 100 x g
Точность скорости	± 20 об / мин
Емкость ротора	0,2 мл / 0,5 мл / 1,5 мл / 2 мл x 12
Время выполнения	30сек-99мин / непрерывный
Приводной двигатель	Бесщеточный двигатель постоянного тока
Устройства для обеспечения безопасности	Блокировка двери, Обнаружение превышения скорости, Обнаружение перегрева, автоматическая внутренняя диагностика
Сила	Однофазный, AC100V-240V 50 Гц / 60 Гц, 3A, 100 Вт
Уровень шума	≤54 дБ
Время разгона / торможения	11 c ↑ / 9 c ↓
Размер [Д x Ш x В]	255 x 245 x 140 мм
Вес	6 кг
Сертификация	EMC, CE, FCC, ICES, cTUVus, CB
Расширенные возможности	Переключатель скорости / RCF, функция кратковременного запуска, функция звукового оповещения

[Read More](#)
Артикул: N/A
Цена: Цена по запросу
Категория: [Центрифуги](#)



ТОРРЕТТЕ МЕХАНИЧЕСКИЕ РУЧНЫЕ ПИПЕТКИ-ДОЗАТОРЫ ОДНОКАНАЛЬНЫЕ С РЕГУЛИРУЕМЫМ ОБЪЕМОМ 1000-5000 МКЛ

TopPette механические ручные пипетки-дозаторы одноканальные с регулируемым объемом 1000-5000 мкл

Ключевая особенность

- Легкая, эргономичная конструкция с низким усилием
- Цифровой дисплей четко показывает настройку громкости
- Пипетки охватывают диапазон объемов от 1000 мкл до 5000 мл.
- Легко калибровать и обслуживать с помощью прилагаемого инструмента
- Дизайн помогает избежать травм от повторяющихся деформаций
- Откалиброван в соответствии с ISO8655. Каждая пипетка поставляется с индивидуальным сертификатом испытаний
- Нижняя часть доступна для автоклавирования.

Преимущества:

- регулирование объема путем легкого вращения и фиксации кнопки рукоятки дозатора
- эргономичная опора для пальца
- сбрасыватель наконечника и посадочный конус легко снимаются
- посадочный конус изготовлен из качественных химических материалов, обеспечивающих надежную химическую стойкость
- корпус дозатора выполнен из высококачественного пластика, устойчивого к химически активным средам

Диапазон громкости	Инкремент	Объем теста (мкл)	Погрешность		Ошибка точности	
			%	мкл	%	мкл
1000-5000 мкл	50 мкл	5000	0,50%	25	0,15%	7,5
		2500	0,60%	15	0,30%	7,5
		1000	0,70%	7	0,30%	3

[Read More](#)

Артикул: N/A

Цена: Цена по запросу

Категория: [Оборудование для обращения с жидкостями \(Дозаторы, аспираторы и пр.\)](#)



**ТОРРЕТТЕ МЕХАНИЧЕСКИЕ РУЧНЫЕ
ПИПЕТКИ-ДОЗАТОРЫ ОДНОКАНАЛЬНЫЕ С
РЕГУЛИРУЕМЫМ ОБЪЕМОМ 100-1000 МКЛ**

TopPette механические ручные пипетки-дозаторы одноканальные с регулируемым объемом 100-1000 мкл

Ключевая особенность

- Легкая, эргономичная конструкция с низким усилием
- Цифровой дисплей четко показывает настройку громкости
- Пипетки охватывают диапазон объемов от 100 мкл до 1000 мл.
- Легко калибровать и обслуживать с помощью прилагаемого инструмента
- Дизайн помогает избежать травм от повторяющихся деформаций
- Откалиброван в соответствии с ISO8655. Каждая пипетка поставляется с индивидуальным сертификатом испытаний
- Нижняя часть доступна для автоклавирования.

Преимущества:

- регулирование объема путем легкого вращения и фиксации кнопки рукоятки дозатора
- эргономичная опора для пальца
- сбрасыватель наконечника и посадочный конус легко снимаются
- посадочный конус изготовлен из качественных химических материалов, обеспечивающих надежную химическую стойкость
- корпус дозатора выполнен из высококачественного пластика, устойчивого к химически активным средам

Диапазон громкости	Инкремент	Объем теста (мкл)	Погрешность		Ошибка точности	
			%	мкл	%	мкл
100-1000 мкл	5 мкл	1000	0,60%	6	0,20%	2
		500	0,70%	3.5	0,25%	1,25
		100	2,00%	2	0,70%	0,7

[Read More](#)

Артикул: N/A

Цена: Цена по запросу

Категория: [Оборудование для обращения с жидкостями \(Дозаторы, аспираторы и пр.\)](#)



ТОРРЕТТЕ МЕХАНИЧЕСКИЕ РУЧНЫЕ ПИПЕТКИ-ДОЗАТОРЫ ОДНОКАНАЛЬНЫЕ С РЕГУЛИРУЕМЫМ ОБЪЕМОМ 10-100 МКЛ

TopPette механические ручные пипетки-дозаторы одноканальные с регулируемым объемом 10-100 мкл

Ключевая особенность

- Легкая, эргономичная конструкция с низким усилием
- Цифровой дисплей четко показывает настройку громкости
- Пипетки охватывают диапазон объемов от 10 мкл до 100 мл.
- Легко калибровать и обслуживать с помощью прилагаемого инструмента
- Дизайн помогает избежать травм от повторяющихся деформаций
- Откалиброван в соответствии с ISO8655. Каждая пипетка поставляется с индивидуальным сертификатом испытаний
- Нижняя часть доступна для автоклавирования.

Преимущества:

- регулирование объема путем легкого вращения и фиксации кнопки рукоятки дозатора
- эргономичная опора для пальца
- сбрасыватель наконечника и посадочный конус легко снимаются
- посадочный конус изготовлен из качественных химических материалов, обеспечивающих надежную химическую стойкость
- корпус дозатора выполнен из высококачественного пластика, устойчивого к химически активным средам

Диапазон громкости	Инкремент	Объем теста (мкл)	Погрешность		Ошибка точности	
			%	мкл	%	мкл
10-100 мкл	1 мкл	100	0,80%	0,8	0,15%	0,15
		50	1,00%	0,5	0,40%	0,2
		10	3,00%	0,3	1,50%	0,15

[Read More](#)

Артикул: N/A

Цена: Цена по запросу

Категория: [Оборудование для обращения с жидкостями \(Дозаторы, аспираторы и пр.\)](#)



ТОРРЕТТЕ МЕХАНИЧЕСКИЕ РУЧНЫЕ ПИПЕТКИ-ДОЗАТОРЫ ОДНОКАНАЛЬНЫЕ С РЕГУЛИРУЕМЫМ ОБЪЕМОМ 5-50 МКЛ

TopPette механические ручные пипетки-дозаторы одноканальные с регулируемым объемом 5-50 мкл

Ключевая особенность

- Легкая, эргономичная конструкция с низким усилием
- Цифровой дисплей четко показывает настройку громкости
- Пипетки охватывают диапазон объемов от 5 мкл до 50 мл.
- Легко калибровать и обслуживать с помощью прилагаемого инструмента
- Дизайн помогает избежать травм от повторяющихся деформаций
- Откалиброван в соответствии с ISO8655. Каждая пипетка поставляется с индивидуальным сертификатом испытаний
- Нижняя часть доступна для автоклавирования.

Преимущества:

- регулирование объема путем легкого вращения и фиксации кнопки рукоятки дозатора
- эргономичная опора для пальца
- сбрасыватель наконечника и посадочный конус легко снимаются
- посадочный конус изготовлен из качественных химических материалов, обеспечивающих надежную химическую стойкость
- корпус дозатора выполнен из высококачественного пластика, устойчивого к химически активным средам

Диапазон громкости	Инкремент	Объем теста (мкл)	Погрешность		Ошибка точности	
			%	мкл	%	мкл
5-50 мкл	0,5 мкл	50	0,60%	0,3	0,30%	0,15
		25	0,90%	0,225	0,60%	0,15
		5	2,00%	0,1	2,00%	0,1

[Read More](#)

Артикул: N/A

Цена: Цена по запросу

Категория: [Оборудование для обращения с жидкостями \(Дозаторы, аспираторы и пр.\)](#)



ТОРРЕТТЕ МЕХАНИЧЕСКИЕ РУЧНЫЕ ПИПЕТКИ-ДОЗАТОРЫ ОДНОКАНАЛЬНЫЕ С РЕГУЛИРУЕМЫМ ОБЪЕМОМ 2-20 МКЛ

TopPette механические ручные пипетки-дозаторы одноканальные с регулируемым объемом 2-20 мкл

Ключевая особенность

- Легкая, эргономичная конструкция с низким усилием
- Цифровой дисплей четко показывает настройку громкости
- Пипетки охватывают диапазон объемов от 2 мкл до 20 мл.
- Легко калибровать и обслуживать с помощью прилагаемого инструмента
- Дизайн помогает избежать травм от повторяющихся деформаций
- Откалиброван в соответствии с ISO8655. Каждая пипетка поставляется с индивидуальным сертификатом испытаний
- Нижняя часть доступна для автоклавирования.

Преимущества:

- регулирование объема путем легкого вращения и фиксации кнопки рукоятки дозатора
- эргономичная опора для пальца
- сбрасыватель наконечника и посадочный конус легко снимаются
- посадочный конус изготовлен из качественных химических материалов, обеспечивающих надежную химическую стойкость
- корпус дозатора выполнен из высококачественного пластика, устойчивого к химически активным средам

Диапазон громкости	Инкремент	Объем теста (мкл)	Погрешность		Ошибка точности	
			%	мкл	%	мкл
2-20 мкл	0,5 мкл	20	0,90%	0,18	0,40%	0,08
		10	1,20%	0,12	1,00%	0,1
		2	3,00%	0,06	2,00%	0,04

[Read More](#)
Артикул: N/A
Цена: Цена по запросу
Категория: [Оборудование для обращения с жидкостями \(Дозаторы, аспираторы и пр.\)](#)



ТОРРЕТТЕ МЕХАНИЧЕСКИЕ РУЧНЫЕ ПИПЕТКИ-ДОЗАТОРЫ ОДНОКАНАЛЬНЫЕ С РЕГУЛИРУЕМЫМ ОБЪЕМОМ 0.5-10 МКЛ

TopPette механические ручные пипетки-дозаторы одноканальные с регулируемым объемом 0.5-10 мкл

Ключевая особенность

- Легкая, эргономичная конструкция с низким усилием
- Цифровой дисплей четко показывает настройку громкости
- Пипетки охватывают диапазон объемов от 0.5 мкл до 10 мл.
- Легко калибровать и обслуживать с помощью прилагаемого инструмента
- Дизайн помогает избежать травм от повторяющихся деформаций
- Откалиброван в соответствии с ISO8655. Каждая пипетка поставляется с индивидуальным сертификатом испытаний
- Нижняя часть доступна для автоклавирования.

Преимущества:

- регулирование объема путем легкого вращения и фиксации кнопки рукоятки дозатора
- эргономичная опора для пальца
- сбрасыватель наконечника и посадочный конус легко снимаются
- посадочный конус изготовлен из качественных химических материалов, обеспечивающих надежную химическую стойкость
- корпус дозатора выполнен из высококачественного пластика, устойчивого к химически активным средам

Диапазон громкости	Инкремент	Объем теста (мкл)	Погрешность		Ошибка точности	
			%	мкл	%	мкл
0,5-10 мкл	0,1 мкл	10	1,00%	0,1	0,80%	0,08
		5	1,50%	0,075	1,50%	0,075
		1	2,50%	0,025	1,50%	0,015

[Read More](#)

Артикул: N/A

Цена: Цена по запросу

Категория: [Оборудование для обращения с жидкостями \(Дозаторы, аспираторы и пр.\)](#)



**ТОРРЕТТЕ МЕХАНИЧЕСКИЕ РУЧНЫЕ
ПИПЕТКИ-ДОЗАТОРЫ ОДНОКАНАЛЬНЫЕ С
РЕГУЛИРУЕМЫМ ОБЪЕМОМ 0.1-2.5 МКЛ**

TopPette механические ручные пипетки-дозаторы одноканальные с регулируемым объемом 0.1-2.5 мкл

Ключевая особенность

- Легкая, эргономичная конструкция с низким усилием
- Цифровой дисплей четко показывает настройку громкости
- Пипетки охватывают диапазон объемов от 0.1 мкл до 2.5 мл.
- Легко калибровать и обслуживать с помощью прилагаемого инструмента
- Дизайн помогает избежать травм от повторяющихся деформаций
- Откалиброван в соответствии с ISO8655. Каждая пипетка поставляется с индивидуальным сертификатом испытаний
- Нижняя часть доступна для автоклавирования.

Преимущества:

- регулирование объема путем легкого вращения и фиксации кнопки рукоятки дозатора
- эргономичная опора для пальца
- сбрасыватель наконечника и посадочный конус легко снимаются
- посадочный конус изготовлен из качественных химических материалов, обеспечивающих надежную химическую стойкость
- корпус дозатора выполнен из высококачественного пластика, устойчивого к химически активным средам

Диапазон громкости	Инкремент	Объем теста (мкл)	Погрешность		Ошибка точности	
			%	мкл	%	мкл
0,1-2,5 мкл	0,05 мкл	2,5	2,50%	0,0625	2,00%	0,05
		1,25	3,00%	0,0375	3,00%	0,0375
		0,25	12,00%	0,03	6,00%	0,015

[Read More](#)

Артикул: N/A

Цена: Цена по запросу

Категория: [Оборудование для обращения с жидкостями \(Дозаторы, аспираторы и пр.\)](#)



ДИСПЕНСЕР DISPENSMATE С ОБЪЕМОМ 2,5-25 МЛ

Диспенсер DispensMate с объемом 2,5-25 мл

Бутылочный диспенсер DLAB DispensMate Plus предназначен для использования в химических и других лабораториях. С его помощью можно отмеривать жидкие вещества с высокой точностью и в определенном количестве. Устройство выполнено из материалов, обеспечивающих ему долгий срок службы и антикоррозионные свойства. Элементы дозатора, которые соприкасаются в процессе работы с дозируемым веществом, изготовлены из химически стойких материалов: политетрафторэтилена, боросиликатного стекла, полипропилена, фторированного этилен-пропилена. Тем не менее, фирма-производитель советует по окончании работы ежедневно промывать прибор дистиллированной водой.

Диспенсер DispensMate с объемом 2,5-25 мл

Основные характеристики

- Превосходная химическая стойкость, компоненты , изготовленные из PTFE, FEP, BSG, PP
- Полностью автоклавируемый при 121 °C
- Четыре диапазоны бутылочной верхнего распределительного устройства , охватывающих диапазон громкости от 0,5 мл до 50 мл
- Простота очистки и обслуживания
- Факультативный гибкая сливная трубка с предохранительной ручкой обеспечивает быстрое и точное дозирование
- Давление пара макс. 500 мбар, вязкость макс. 500 мм² / с,
 - температура макс. 40oC, плотность макс. 2,2 г / см³
 - Dispensmate поставляется с S40, GL32, GL38, GL25, GL28

Кат. Номер	Диапазон объема мл	Выпускной мл	A≤ ±		CV≤	
			□	мкл	□	мкл
7032100001	0,5-5	0,1	0,5	25	0,2	10
7032100002	1.0-10	0,2	0,5	50	0,2	20
7032100003	2,5-25	0,5	0,5	125	0,2	50
7032100004	5,0-50	1.0	0,5	250	0,2	100

Информация о заказе.

Дозатор с верхней крышкой бутылки - DispensMate - Без коричневой бутылки с реагентом

Кошка. Нет.	Объем
7032100001	0,5-5 мл
7032100002	1-10 мл
7032100003	2,5-25 мл
7032100004	5-50 мл
17400037	Флакон с реагентом (коричневый, 1 л)

Аксессуары	
17400019	GL25, адаптер, 32/25 мм
17400020	GL28, адаптер, 32/28 мм
17400021	Заправочная трубка (м)
17100073	Нагнетательная трубка (м)

[Read More](#)
Артикул: N/A
Цена: Цена по запросу
Категория: [Оборудование для обращения с жидкостями \(Дозаторы, аспираторы и пр.\)](#)