

ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



лабораторное оборудование в ташкенте

ВЕСЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ МОДЕЛЬ WT 50002 CF (5КГ/0.01 Г) В КОМПЛЕКТЕ С ГИРЕЙ



Весы электронные модель WT 50002 CF (5кг/0.01 г) в комплекте с гирей

Характеристики:

Размер чаши 160 мм (без лобового стекла),
нержавеющая сталь 304
2 Дисплей: ЖК-дисплей (белая подсветка)
(Д × Ш) 4,3 дюйма × 1,2 дюйма (110 × 30 мм)
3 Интерфейс: RS232C
4 Мощность: AC
5 единицы: г, кг, унция, ст, фунт, GN
6 дополнительные функции: счет, процентное соотношение, тара во всем диапазоне, защита от перегрузки, ноль
Автоматическое выключение, индикатор низкого энергопотребления
7 приложений: руководство на английском языке, адаптер,
ИНФОРМАЦИЯ ОБ УПАКОВКЕ
аккумулятор
Торговая упаковка
4 ПК / коробка
8 Скорость: 2 с
Размер внутренней упаковки 34,5 × 29 × 16 см / коробка
Размер основной коробки
62 × 38 × 39 см / коробка
9 Время стабилизации значения: 3 с
Вес брутто/ картонная коробка 14кг
Вес нетто / коробка 12кг

[Read More](#)
Артикул: N/A
Цена: Цена по запросу
Категория: [Весы и анализаторы влажности](#)

ВЕСЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ МОДЕЛЬ В КОМПЛЕКТЕ С ГИРЕЙ WT100001X



Весы электронные в комплекте с гирей модель WT100001X (10кг/0.1 г)

Характеристики:

Читаемость	0,1 г
Размер чаши (мм)	255 × 190
Дисплей	ЖК-дисплей (белая подсветка) / Дополнительно: двухсторонний дисплей
Мощность	220В / 110В; Дополнительно: аккумулятор
Габаритный размер (см)	32 × 26 × 11
Размер упаковки (см)	35 × 29 × 16
Масса (кг)	4
Основная функция	Преобразования единиц, подсчет, процент

Стандарт	RS232
Необязательный	Аккумуляторная батарея; под крючком; двойной дисплей, принтер (матричный принтер , термопринтер)

[Read More](#)
Артикул: N/A
Цена: Цена по запросу
Категория: [Весы и анализаторы влажности](#)