

ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

лабораторное оборудование в ташкенте



БОКС БИОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 2-ГО КЛАССА ТИПА A2 HFSAFE 1200LC



Бокс биологической безопасности 2-го класса типа A2 HFsafe 1200LC



Артикул	HFsafe-1200LC
Эффективность фильтра ULPA	99.9995
Персональный тест защиты	Проведен тест Ki-Discus
Тест защиты образцов 1~8×106	≤5 KOE
Тест перекрестного загрязнения 1~8×106	≤2 KOE
Шумовыделение NSF/ANSI 49 стандарт	<62дБ
Электрический привод стекла бокса	да
Шумовыделение EN 12469 стандарт	<57дБ
Интенсивность флуоресцентной подсветки	800-1200 Люкс
Корпус бокса	1,2мм сталь с эпоксидно-полиэфирным покрытием
Рабочая зона бокса	1,5мм нержавеющая сталь, тип 304
Боковые стенки бокса	1,5мм нержавеющая сталь, тип 304
Номинальный размер, м	1,2м
Материал стекла бокса	закаленное/ламинированное защитное стекло
Полная нагрузка бокса	2А
Предохранители	10А
Номинальная мощность	452Вт
Дополнительные розетки	5А
220В/50Гц	да
220В/60Гц	да
110В/60Гц	да
Внешние размеры (Ш×Г×В), мм	1323×771×2255мм

Размеры рабочей поверхности (Ш*Г*В)	1200×600×678мм
Объем внутреннего пространства, м2	0.72
Средняя скорость входящего воздушного потока, м/с	0.53
Средняя скорость нисходящего воздушного потока, м/с	0.35
Объем входящего воздушного потока, м³/ч	477
Объем нисходящего воздушного потока, м³/ч	866

Надежность, доказанная временем

Выдающаяся безопасность обеспечивается при помощи различных основных компонентов и функций для улучшения чистоты, и устранения риска загрязнения образца.

Энергоэффективные технологии

От моторизованного контроллера до освещения: новые инновации с запатентованной технологией обеспечивают значительную ежегодную выгоду при сохранении превосходной производительности.

Комфортное использование

Семь продуманных функций: от фронтального обзора до рабочей среды и эргономичного дизайна.

Удобство работы

Удобные функции и самая большая, беспрепятственная и удобная рабочая область в отрасли, имеется много места для лабораторного оборудования, управление интуитивно понятно и не доставляет хлопот.

Простота очистки

Исключительно надежная мембранная панель управления и цельная рабочая поверхность с закругленными углами вместо швов позволяют легко и эффективно очищать бокс биологической безопасности.

Сертифицированная производительность

Благодаря инновационному дизайну переднего доступа, валидации при производстве, пакетам поддержки клиентов, обслуживание быстрое и простое.

Индикация остаточного ресурса фильтра

Позволяет оператору всегда быть в курсе остаточного ресурса фильтра для оперативной замены и исключения риска нанесения вреда себе или окружающей среде.

Компактный дизайн

Особенности конструкции бокса биологической безопасности Heal Force позволяют легко проносить и устанавливать его в лабораториях и медицинских центрах с шириной проема более 800мм и высотой потолка более 2,5 м.

[Read More](#)

Артикул: N/A

Цена: Цена по запросу

Категория: [Ламинарные и вытяжные шкафы, боксы биологической безопасности, ПЦР кабинеты](#)



ЭЛЕКТРОННЫЕ ВЕСЫ ХУ50001BF (5100г/0.1г) В КОМПЛЕКТЕ С ГИРЕЙ С РАЗМЕРОМ ЧАШИ Ø160мм

**Электронные весы ХУ50001BF (5100г/0.1г) в комплекте с гирей с
Размером чаши Ø160мм**

Характеристики:

Разрешение (г) 0,1

Минимальное взвешивание (г) 0,4

Стабильное время <2 с

Размер чаши Ф 160мм

Рабочая температура 5-25 ° С

Повторяемость 0,2 г

Линейность 0.3g

Вес 2000 г

Опция RS232C

Размер упаковки : 310 * 230 * 130 мм

снаружи: 660 * 470 * 320мм

Вес 2.0 / 22кг

[Read More](#)

Артикул: N/A

Цена: Цена по запросу

Категория: [Весы и анализаторы влажности](#)



ЭЛЕКТРОННЫЕ ВЕСЫ ХУ3000-2С (3000 Г./0,01 Г) В КОМПЛЕКТЕ С АКСЕССУАРАМИ И КАЛИБРОВОЧНОЙ ГИРЕЙ 2000 ГР

Электронные весы ХУ3000-2С (3000 г./0,01 г) в комплекте с аксессуарами и калибровочной гирей 2000 гр

Характеристики:

Разрешение (г) 0,01
мин взвешивания (г) 0,04
Время стабильной работы <2 с
Размер чаши
Ф130 мм
Температура операции 5-25°C
Способность повторять 0.02g
Линейность 0,03 г
Cal. вес 2000 г
Опция RS232C
Размер упаковки 310 * 230 * 130 мм

[Read More](#)

Артикул: N/A

Цена: Цена по запросу

Категория: [Весы и анализаторы влажности](#)



ЭЛЕКТРОННЫЕ ВЕСЫ ХУ 600- 2С (610 Г./0,01 Г) В КОМПЛЕКТЕ С ГИРЕЙ С РАЗМЕРОМ ЧАШИ Ø130ММ

Электронные весы ХУ 600- 2С (610 г./0,01 г) в комплекте с гирей с Размером чаши Ø130мм

Характеристики:

Уровень точности Класс III
Минимальное чтение 0.01g
стабильность $\pm 0,02$ г
Ошибка линейности $\pm 0,03$ г
стабильный график ≤ 3 секунд
Рабочая Температура 17.5°C $\square$ 22.5°C
Размер чаши взвешивания $\Phi 130$ mm
Габаритные размеры 270 * 195 * 65
(Д x Ш x В) мм
источник питания адаптер
Метод калибровки
Вес нетто 1,5 кг
Вес брутто 2,5 кг
Размер упаковки 330 * 230 * 135 (Д x Ш x В) мм
Интерфейс связи RS232 (опция)

[Read More](#)

Артикул: N/A

Цена: Цена по запросу

Категория: [Весы и анализаторы влажности](#)



ЭЛЕКТРОННЫЕ ВЕСЫ ХУ 3000-1BF (3100 Г./0,1 Г) В КОМПЛЕКТЕ С АКСЕССУАРАМИ И КАЛИБРОВОЧНОЙ ГИРЕЙ 2000 Г

Электронные весы ХУ 3000-1BF (3100 г./0,1 г) в комплекте с аксессуарами и калибровочной гирей 2000 г

Характеристики:

Разрешение (г) 0,1
Минимальное взвешивание (г) 0,4
Стабильное время <2 с
Размер чаши $\Phi 160$ мм
Рабочая температура 5-25 ° C
Повторяемость 0,2 г
Линейность 0.3g
Вес 2000 г
Опция RS232C
Размер упаковки Inside: 310 * 230 * 130 мм
снаружи: 660 * 470 * 320мм

[Read More](#)

Артикул: N/A

Цена: Цена по запросу

Категория: [Весы и анализаторы влажности](#)



ВЕСЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ XY6002C

Весы электронные XY6002C (610g/0,01g)

Характеристики:

ОБЪЕМ	610 г
ТОЧНОСТЬ	III
РАЗРЕШЕНИЕ	0,01 г
ПОВТОРЯЕМОСТЬ	± 0,02 г
ЛАЙНЕР	± 0,03 г
СТАБИЛЬНОЕ ВРЕМЯ	≤3 с
ОР.ТЕМП-ра	17,5 ° 22,5 °C
РАЗМЕР	Φ130мм
РАЗМЕРЫ	270 * 195 * 65 □Д × Ш × В□ мм
Мощность	Адаптер
КАЛИБРОВКА	Внешняя
Нетто	1.5kg
Брутто	2,5 кг
РАЗМЕР УПАКОВКИ	330 * 230 * 135 □Д × Ш × В□ мм
ИНТЕРФЕЙС	RS232 (опция)

[Read More](#)

Артикул: N/A

Цена: Цена по запросу

Категория: [Весы и анализаторы влажности](#)



ВЕСЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ ХУ30F

Весы электронные ХУ30F (33kg/1g)

Характеристики:

Сравнительная влажность: 50 % 85 %
Диапазон взвешивание: 5 г-30 кг.
Дискретность: 1 г.
Повторяемость: 3 г.
Линейность: 5 г.
Время стабилизации: ≤2 сек.
Диаметр платформы: 315х230 мм.
Материал платформы: нержавеющей стал.
Диапазон тарирования: полный.
Выбираемые единицы измерения:
взвешивание брутто/нетто.
Дисплей: светодиодный экран.
Интерфейс: RS232 двух направленный.
Температура эксплуатации: +5°C до 25°C
Напряжение: выходное напряжение 5 В
постоянного тока, 600 мА, внешний
адаптер питания в стандартной
комплектации (входное напряжение 220
В)

[Read More](#)

Артикул: N/A

Цена: Цена по запросу

Категория: [Весы и анализаторы влажности](#)



ВЕСЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ ХУ150E

Весы электронные ХУ150E (160kg/10g)

Характеристики:

Сравнительная влажность: 50 % - 85 %
Диапазон взвешивание: 50 г-160 кг.
Дискретность: 10 г.
Повторяемость: ± 20 г.
Линейность: ± 30 г.
Время стабилизации: ≤ 2 сек.
Диаметр платформы: 450x600 мм.
Материал платформы: нержавеющей стал.
Диапазон тарирования: полный.
Выбираемые единицы измерения:
взвешивание брутто/нетто.
Дисплей: светодиодный экран.
Интерфейс: RS232 двух направленный.
Температура эксплуатации: +5°C до 25°C
Напряжение: выходное напряжение 5 В
постоянного тока, 600 мА, внешний
адаптер питания в стандартной
комплектации (входное напряжение 220
В)

[Read More](#)

Артикул: N/A

Цена: Цена по запросу

Категория: [Весы и анализаторы влажности](#)



ВЕСЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ JA5000C

Весы электронные JA5000C (5кг/0,01г)

Характеристики:

Диапазон взвешивание: 4 мг-5100 г.
Дискретность: 0,01 г.
Повторяемость: $\pm 0,03$ г.
Время стабилизации: =3 сек.
Диаметр платформы: 180x180 мм.
Материал платформы: нержавеющей стал.
Диапазон тарирования: полный.
Выбираемые единицы измерения: штук;
процентное взвешивание, взвешивание
брутто/нетто.
Дисплей: светодиодный экран.
Интерфейс: RS232 двух направленный.
Температура эксплуатации: +5°C до 25°C
Напряжение: выходное напряжение 5 В
постоянного тока, 600 мА, внешний
адаптер питания в стандартной
комплектации (входное напряжение 220
В)
Уровень точности III уровень
Минимальное чтение 0,01 г
Ошибка линейности $\pm 0,03$ г
Размеры 330 * 200 * 65 (длина x ширина
x высота) мм
источник питания адаптер
Метод калибровки Внешний
вес нетто 3,5 кг
Вес брутто 4,5 кг

[Read More](#)

Артикул: N/A

Цена: Цена по запросу

Категория: [Весы и анализаторы влажности](#)



ВЕСЫ АНАЛИТИЧЕСКИЕ С ВНУТРЕННЕЙ КАЛИБРОВКОЙ FA2204N

Весы аналитические FA2204N (220г/0,1мг) с внутренней калибровкой

Характеристики:




Диапазон взвешивание: 0,4 мг-220 г.
Дискретность: 0,1 мг.
Повторяемость: 0,2 мг.
Линейность: 0,3 мг.
Время стабилизации: ≤ 3 сек.
Диаметр платформы: Ø80 мм.
Материал платформы: нержавеющей стал.
Диапазон тарирования: полный.
Выбираемые единицы измерения: штук;
процентное взвешивание, взвешивание
брутто/нетто.
Дисплей: яркий жидкокристаллический с
подсветкой.
Интерфейс: RS232 двух направленный.
Температура эксплуатации: +10°C до
40°C
Напряжение: выходное напряжение 5 В
постоянного тока, 600 мА, внешний
адаптер питания в стандартной
комплектации (входное напряжение 220
В)

[Read More](#)

Артикул: N/A

Цена: Цена по запросу

Категория: [Весы и анализаторы влажности](#)



АНАЛИТИЧЕСКИЕ ВЕСЫ FA2204T (220 Г./0,1 МГ) В КОМПЛЕКТЕ С АКСЕССУАРАМИ И КАЛИБРОВОЧНОЙ ГИРЕЙ 200 ГР

Аналитические весы FA2204T (220 г./0,1 мг) в комплекте с аксессуарами и калибровочной гирей 200 гр

Характеристики:



Диапазон	0-220g
Деление	0.1mg
Повторяемость	0.2mg
Линейность	0.5mg
Размер чаши	Ø90mm
Диапазон тары	Полная
Интерфейс	RS-232 bi-directional
Габаритные размеры	340 x 215 x 350mm

Операционная температура	+10°C to 40°C
Источник питания	Выход 5 VDC, 600mA через внешний адаптер как стандарт (220 V)
Источник питания	8.5 kg

[Read More](#)

Артикул: N/A

Цена: Цена по запросу

Категория: [Весы и анализаторы влажности](#)



АНАЛИТИЧЕСКИЕ ВЕСЫ FA2204N (220 Г./0,1 МГ) В КОМПЛЕКТЕ С ГИРЕЙ С РАЗМЕРОМ ЧАШИ Ø90ММ

Аналитические весы FA2204N (220 г./0,1 мг) в комплекте с гирей с Размером чаши Ø90мм

Характеристики:

Диапазон	0-220g
Деление	0.1mg
Повторяемость	0.2mg
Линейность	0.5mg
Размер чаши	Ø90mm
Диапазон тары	Полная
Интерфейс	RS-232 bi-directional
Габаритные размеры	340 x 215 x 350mm
Операционная температура	+10°C to 40°C
Источник питания	Выход 5 VDC, 600mA через внешний адаптер как стандарт (220 V)
Источник питания	7.5 kg

[Read More](#)

Артикул: N/A

Цена: Цена по запросу

Категория: [Весы и анализаторы влажности](#)





АНАЛИТИЧЕСКИЕ ВЕСЫ FA2204 (220 г./0,1 мг) В КОМПЛЕКТЕ С ГИРЕЙ С РАЗМЕРОМ ЧАШИ Ø90мм

Аналитические весы FA2204 (220 г./0,1 мг) в комплекте с гирей с
Размером чаши Ø90мм

Характеристики:



Диапазон	0-220g
Деление	0.1mg
Повторяемость	0.2mg
Линейность	0.5mg
Размер чаши	Ø90mm
Диапазон тары	Полная
Интерфейс	RS-232 bi-directional
Габаритные размеры	340 x 215 x 350mm
Операционная температура	+10°C to 40°C
Источник питания	Выход 5 VDC, 600mA через внешний адаптер как стандарт (220 V)
Источник питания	7.5 kg

[Read More](#)

Артикул: N/A

Цена: Цена по запросу

Категория: [Весы и анализаторы влажности](#)