

ОБЩЕЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

общелабораторное оборудование в ташкенте



МЕХАНИЧЕСКИЕ АВТОКЛАВИРУЕМЫЕ ДОЗАТОРЫ MICROPETTE PLUS ВОСЬМИКАНАЛЬНЫЕ С РЕГУЛИРУЕМЫМ ОБЪЕМОМ 50-300 МКЛ



Механические автоклавируемые дозаторы MicroPette plus восьмиканальные с регулируемым объемом 50-300 мкл

Основные характеристики

- Полностью автоклавируемый.
- Эргономичный дизайн обеспечивает отличный опыт работы.
- Легко читаемый дисплей объема.
- Простота калибровки и обслуживания
- Изготовлены из инновационных материалов
- индивидуальный сертификат калибровки согласно ISO8655
- Дозирующая головка вращается для удобства дозирования
 - Отдельный узел поршня и конуса наконечника упрощает ремонт и техническое обслуживание
 - Конус наконечника из композитного материала обеспечивает высокую герметичность
 - Совместимость с большинством универсальных брендов наконечников

8-ми канальные пипет-дозаторы подходят для 96-луночных плашек.

Преимущества:

- Доступны 8- и 12-канальные пипетки для стандартного 96-луночного планшета.
- Дозирующая головка вращается для оптимального удобства

дозирования

- Отдельные узлы поршня и конуса наконечника упрощают ремонт и обслуживание
- Конструкция конуса наконечника из композитного материала позволяет визуально проверить герметичность
- Может использоваться с универсальными наконечниками для дозаторов

Диапазон громкости	Приращение	Объем теста (мкл)	Погрешность		Ошибка точности	
			%	мкл	%	мкл
50-300 мкл	5 мкл	300	0,70%	2.1	0,25%	0,75
		150	1,00%	1.5	0,50%	0,75
		50	1,50%	0,75	0,80%	0,4
Диапазон громкости	Приращение	Объем теста (мкл)	Погрешность		Ошибка точности	
			%	мкл	%	мкл
50-300 мкл	5 мкл	300	0,70%	2.1	0,25%	0,75
		150	1,00%	1.5	0,50%	0,75
		50	1,50%	0,75	0,80%	0,4

[Read More](#)

Артикул: N/A

Цена: Цена по запросу

Категория: [Оборудование для обращения с жидкостями \(Дозаторы, аспираторы и пр.\)](#)

МНОГОЦЕЛЕВАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ЦЕНТРИФУГА "DM0636" С РОТОРОМ "A8-50"



Многоцелевая клиническая центрифуга "DM0636" с ротором "A8-50"

Основные характеристики

- Скорость может быть установлена в диапазоне от 300 до 6000 об / мин
- Максимальная вместимость центрифуги: 100 мл x 4
- 9 настроек ускорения / 10 настроек скорости торможения для обеспечения оптимального разделения
- Широкий спектр принадлежностей (роторы с фиксированным углом и откидывающиеся ковши)
- Автоматический идентификация ротора
- Таймеры могут быть установлены до 99 мин. для кратковременной / непрерывной работы
- 9 процедур, хранящихся в памяти, значительно упрощают работу
- Бесщеточные двигатели постоянного тока, не требующие обслуживания

Характеристики:



Характеристики	DM0636
Диапазон скоростей	Шаг 300-6000 об / мин: 10 об / мин
Максимум. RCF	4020xg
Точность скорости	± 20 об / мин
Максимум. Вместимость	100 мл x 4
Время выполнения	30 секунд-99 минут / непрерывно
Мотор	Бесщеточный DC
Дисплей	ЖК-дисплей
Программная память	9
Устройства для обеспечения безопасности	Защита двери от дисбаланса Обнаружение превышения скорости и перегрева
Время разгона / замедления	9 ↑ / 10 ↓ шагов
Сила	660Вт; Однофазный AC220V-240V, 50 Гц / 60 Гц, 6,3 А; AC110V-120V, 50 Гц / 60 Гц, 10 А
Размер [ШxГxВ]	445x579x269 мм
Вес	36кг
Сертификация	CE
Расширенные возможности	переключатель скорость / rcf; Идентификация ротора

[Read More](#)

Артикул: N/A

Цена: Цена по запросу

Категория: [Центрифуги](#)

МЕХАНИЧЕСКИЙ АВТОКЛАВИРУЕМЫЙ
ДОЗАТОР ТОРРЕТТЕ ВОСЬМИКАНАЛЬНЫЕ С
РЕГУЛИРУЕМЫМ ОБЪЕМОМ 50-300 МКЛ



**Механический автоклавируемый дозатор TopPette
восьмиканальные с регулируемым объемом 50-300 мкл**

Основные характеристики

- Полностью автоклавируемый.
- Эргономичный дизайн обеспечивает отличный опыт работы.
- Легко читаемый дисплей объема.
- Простота калибровки и обслуживания
- Изготовлены из инновационных материалов
- индивидуальный сертификат калибровки согласно ISO8655
- Дозирующая головка вращается для удобства дозирования
 - Отдельный узел поршня и конуса наконечника упрощает ремонт и техническое обслуживание
 - Конус наконечника из композитного материала обеспечивает высокую герметичность

- Совместимость с большинством универсальных брендов наконечников

8-ми канальные пипет-дозаторы подходят для 96-луночных плашек.

Преимущества:

- регулирование объема путем легкого вращения и фиксации кнопки рукоятки дозатора
- эргономичная опора для пальца
- сбрасыватель наконечника и посадочный конус легко снимаются
- посадочный конус изготовлен из качественных химических материалов, обеспечивающих надежную химическую стойкость
- корпус дозатора выполнен из высококачественного пластика, устойчивого к химически активным средам

Диапазон громкости	Приращение	Объем теста (мкл)	Погрешность		Ошибка точности	
			%	мкл	%	мкл
50-300 мкл	5 мкл	300	0,70%	2.1	0,25%	0,75
		150	1,00%	1.5	0,50%	0,75
		50	1,50%	0,75	0,80%	0,4
Диапазон громкости	Приращение	Объем теста (мкл)	Погрешность		Ошибка точности	
			%	мкл	%	мкл
50-300 мкл	5 мкл	300	0,70%	2.1	0,25%	0,75
		150	1,00%	1.5	0,50%	0,75
		50	1,50%	0,75	0,80%	0,4

[Read More](#)

Артикул: N/A

Цена: Цена по запросу

Категория: [Оборудование для обращения с жидкостями \(Дозаторы, аспираторы и пр.\)](#)

МАГНИТНАЯ МЕШАЛКА "MS7-H550-PRO"

Магнитная мешалка "MS7-H550-Pro"





Основные характеристики

- ЖК-дисплей для точного контроля скорости и температуры
- Встроенный ПИД-регулятор обеспечивает безопасный нагрев среды с защитой от перегрева
- Макс. температура нагревательной плиты 550 ° С
- Стеклокерамическая рабочая плита обеспечивает отличную химическую стойкость и наиболее эффективную теплопередачу
- Внешний контроль температуры возможен путем подключения датчика температуры (РТ1000) с точностью до ± 0,2 ° С
- Цифровое управление скоростью, макс. скорость при 1500 об / мин
- Превосходный бесщеточный двигатель постоянного тока обеспечивает большую мощность перемешивания
- Две вращающиеся ручки позволяют легко регулировать скорость и температуру
- Предупреждение «ГОРЯЧЕЕ» будет мигать, когда температура рабочей пластины превышает 50 ° С, даже если конфорка выключена
- Дистанционная функция обеспечивает управление с ПК и передачу данных

Технические характеристики

Характеристики

Размер рабочей плиты [Ш x Г]
Материал рабочей пластины
Тип двигателя
Вход номинального двигателя
Выходная мощность двигателя
Сила
Мощность нагрева
вольтаж
Позиции для перемешивания
Максимум. количество перемешивания, [H2O]
Максимум. магнитный стержень [длина]
Диапазон скоростей
Отображение скорости
Отображение температуры
Диапазон температур нагрева
Точность контроля температуры
Защита от перегрева
Точность отображения температуры
Датчик наружной температуры
«Горячее» предупреждение
Разъем данных
Класс защиты

MS7-H550-Pro

184x184 мм (7 дюймов)
Стеклокерамика
Бесщеточный двигатель постоянного тока
18 Вт
10 Вт
1050 Вт
1000 Вт
100-120 / 200-240 В 50/60 Гц
1
20л
80 мм
Разрешение 100-1500 об / мин ± 1 об / мин
ЖК-дисплей
ЖК-дисплей
Температура в помещении -550 ° С, шаг 1 ° С
± 1 ° С (<100 ° С) ± 1% (> 100 ° С)
580 ° С
± 0,1 ° С
РТ1000 (точность ± 0,2)
50 ° С
RS232
IP21

Размер [ШхГхВ]	215x360x112 мм
Вес	5,3 кг
Допустимая температура и влажность окружающей среды	5-40 ° С, 80% относительной влажности

[Read More](#)

Артикул: N/A

Цена: Цена по запросу

Категория: [Мешалки \(магнитные, механические, вортексы, навесные и пр.\)](#)



ТОРРЕТТЕ МЕХАНИЧЕСКИЕ РУЧНЫЕ ПИПЕТКИ-ДОЗАТОРЫ, ОДНОКАНАЛЬНЫЕ С РЕГУЛИРУЕМЫМ ОБЪЕМОМ 200-1000 МКЛ

**TopPette механические ручные пипетки-дозаторы, одноканальные
с регулируемым объемом 200-1000 мкл**

Ключевая особенность

- Легкая, эргономичная конструкция с низким усилием
- Цифровой дисплей четко показывает настройку громкости
- Пипетки охватывают диапазон объемов от 200 мкл до 1000 мл.
- Легко калибровать и обслуживать с помощью прилагаемого инструмента
- Дизайн помогает избежать травм от повторяющихся деформаций
- Откалиброван в соответствии с ISO8655. Каждая пипетка поставляется с индивидуальным сертификатом испытаний
- Нижняя часть доступна для автоклавирования.

Преимущества:

- регулирование объема путем легкого вращения и фиксации кнопки рукоятки дозатора
- эргономичная опора для пальца
- сбрасыватель наконечника и посадочный конус легко снимаются
- посадочный конус изготовлен из качественных химических материалов, обеспечивающих надежную химическую стойкость
- корпус дозатора выполнен из высококачественного пластика, устойчивого к химически активным средам

Диапазон громкости	Инкремент	Объем теста (мкл)	Погрешность		Ошибка точности	
			%	мкл	%	мкл
200-1000 мкл	5 мкл	1000	0,60%	6	0,20%	2
		500	0,70%	3.5	0,25%	1,25
		100	0,90%	1,8	0,30%	0,6

[Read More](#)

Артикул: N/A

Цена: Цена по запросу

Категория: [Оборудование для обращения с жидкостями \(Дозаторы, аспираторы и пр.\)](#)



ТОРРЕТТЕ МЕХАНИЧЕСКИЕ РУЧНЫЕ ПИПЕТКИ-ДОЗАТОРЫ, ОДНОКАНАЛЬНЫЕ С РЕГУЛИРУЕМЫМ ОБЪЕМОМ 50-200 МКЛ

TopPette механические ручные пипетки-дозаторы, одноканальные с регулируемым объемом 50-200 мкл

Ключевая особенность

- Легкая, эргономичная конструкция с низким усилием
- Цифровой дисплей четко показывает настройку громкости
- Пипетки охватывают диапазон объемов от 50 мкл до 200 мл.
- Легко калибровать и обслуживать с помощью прилагаемого инструмента
- Дизайн помогает избежать травм от повторяющихся деформаций
- Откалиброван в соответствии с ISO8655. Каждая пипетка поставляется с индивидуальным сертификатом испытаний
- Нижняя часть доступна для автоклавирования.

Преимущества:

- регулирование объема путем легкого вращения и фиксации кнопки рукоятки дозатора
- эргономичная опора для пальца
- сбрасыватель наконечника и посадочный конус легко снимаются
- посадочный конус изготовлен из качественных химических материалов, обеспечивающих надежную химическую стойкость
- корпус дозатора выполнен из высококачественного пластика, устойчивого к химически активным средам

Диапазон громкости	Инкремент	Объем теста (мкл)	Погрешность		Ошибка точности	
			%	мкл	%	мкл
50-200 мкл	1 мкл	200	0,60%	1,2	0,15%	0,3
		100	0,80%	0,8	0,30%	0,3
		50	1,00%	0,5	0,40%	0,2

[Read More](#)

Артикул: N/A

Цена: Цена по запросу

Категория: [Оборудование для обращения с жидкостями \(Дозаторы, аспираторы и пр.\)](#)



ТОРРЕТТЕ МЕХАНИЧЕСКИЕ РУЧНЫЕ ПИПЕТКИ-ДОЗАТОРЫ, ОДНОКАНАЛЬНЫЕ С РЕГУЛИРУЕМЫМ ОБЪЕМОМ 20-200 МКЛ

TopPette механические ручные пипетки-дозаторы, одноканальные с регулируемым объемом 20-200 мкл

- **Ключевая особенность**
 - Легкая, эргономичная конструкция с низким усилием
 - Цифровой дисплей четко показывает настройку громкости
 - Пипетки охватывают диапазон объемов от 20 мкл до 200 мкл.
 - Легко калибровать и обслуживать с помощью прилагаемого инструмента
 - Дизайн помогает избежать травм от повторяющихся деформаций
 - Откалиброван в соответствии с ISO8655. Каждая пипетка поставляется с индивидуальным сертификатом испытаний
 - Нижняя часть доступна для автоклавирования.

Преимущества:

- регулирование объема путем легкого вращения и фиксации кнопки рукоятки дозатора
- эргономичная опора для пальца
- сбрасыватель наконечника и посадочный конус легко снимаются
- посадочный конус изготовлен из качественных химических материалов, обеспечивающих надежную химическую стойкость
- корпус дозатора выполнен из высококачественного пластика, устойчивого к химически активным средам

Диапазон громкости	Инкремент	Объем теста (мкл)	Погрешность		Ошибка точности	
			%	мкл	%	мкл
20-200 мкл	1 мкл	200	0,60%	1,2	0,15%	0,3
		100	0,80%	0,8	0,30%	0,3
		20	3,00%	0,6	1,00%	0,2

[Read More](#)
Артикул: N/A
Цена: Цена по запросу
Категория: [Оборудование для обращения с жидкостями \(Дозаторы,](#)

[аспираторы и пр.\)](#)



**ТОРРЕТТЕ МЕХАНИЧЕСКИЕ РУЧНЫЕ
ПИПЕТКИ-ДОЗАТОРЫ, ОДНОКАНАЛЬНЫЕ С
РЕГУЛИРУЕМЫМ ОБЪЕМОМ 2-10 МКЛ**

**TopPette механические ручные пипетки-дозаторы, одноканальные
с регулируемым объемом 2-10 мкл**

Ключевая особенность

- Легкая, эргономичная конструкция с низким усилием
- Цифровой дисплей четко показывает настройку громкости
- Пипетки охватывают диапазон объемов от 2 мкл до 10 мл.
- Легко калибровать и обслуживать с помощью прилагаемого инструмента
- Дизайн помогает избежать травм от повторяющихся деформаций
- Откалиброван в соответствии с ISO8655. Каждая пипетка поставляется с индивидуальным сертификатом испытаний
- Нижняя часть доступна для автоклавирования.

Преимущества:

- регулирование объема путем легкого вращения и фиксации кнопки рукоятки дозатора
- эргономичная опора для пальца
- сбрасыватель наконечника и посадочный конус легко снимаются
- посадочный конус изготовлен из качественных химических материалов, обеспечивающих надежную химическую стойкость
- корпус дозатора выполнен из высококачественного пластика, устойчивого к химически активным средам

Диапазон громкости	Инкремент	Объем теста (мкл)	Погрешность		Ошибка точности	
			%	мкл	%	мкл

		10	0,60%	60	0,20%	20
2-10 мкл	0,1 мкл	5	1,20%	60	0,30%	15
		2	3,00%	60	0,60%	12

[Read More](#)

Артикул: N/A

Цена: Цена по запросу

Категория: [Оборудование для обращения с жидкостями \(Дозаторы, аспираторы и пр.\)](#)

МИНИ-ЦЕНТРИФУГА "D1008"

Мини-центрифуга "D1008"



Основные характеристики

- Идеально подходят для микрофльтрации и быстрого отжима
- Простота использования с функцией двойного запуска / остановки
- Фиксированная скорость 7000 об / мин (D1008)
- Фиксированная скорость 5000 об / мин (D1008E)
- Совместимость с роторами 2mLx8 и PCR8x2
- Тихая работа, уровень шума ≤45 дБ
- Замена ротора без инструментов
- Ускорение и торможение за секунды
- Доступен в двух цветах: зеленый, синий

Технические характеристики

Характеристики	D1008
Максимум. Скорость	7000 об / мин
Максимум. RCF	2680 × г
Емкость ротора	0,2 / 0,5 / 1,5 / 2,0 мл × 8; 0,2 мл × 16 полосок для ПЦР или 0,2 мл × 2 полосок для ПЦР 8
Время выполнения	Непрерывная работа
Приводной двигатель	Двигатель постоянного тока
Сила	АС110-240V / 50 Гц / 60 Гц 20 Вт
Уровень шума	≤45 дБ
Размер [Д × Ш × В]	160x170x122 мм
Вес	0,5 кг
Сертификация	CE cTÜVus FCC MCA

В комплекте с D1008

Р / N	Описания
A08-2	Пластиковый ротор 7000 об / мин, 2 мл / 1,5 мл * 8
A02-PCR8	Пластиковый ротор 7000 об / мин, PCR8 * 2
SA02P2	Адаптер ротора с 2 мл на 0,2 мл, используется с ротором D1008 8 шт./Уп.
SA05P2	Адаптер ротора с 2 мл на 0,5 мл, используется с ротором D1008 8 шт./Уп.

[Read More](#)
Артикул: N/A
Цена: Цена по запросу
Категория: [Центрифуги](#)

ВАКУУМНЫЙ АСПИРАТОР SAFEVAC



Вакуумный аспиратор SAFEVAC

Основные характеристики

- Мощность вакуума может быть установлена на различных уровнях для достижения скорости аспирации от 1 мл / с до 15 мл / с
- Чувствительный датчик уровня для предотвращения перелива жидкости во время работы
- Полностью автоклавируемая емкость для сбора отходов, трубка и ручка
- Простая крышка, трубки и ручка для разборки, очистки и автоклавирования
- Широкий ассортимент адаптеров для установки пробирок, микропланшетов и дисковых планшетов для различных задач
- Сменные ручные адаптеры с наконечниками для оператора делают его пригодным для различных задач, от одноканальных до 8-канальных, в зависимости от применений в пробирке, микро плита, дисковая плита и т. д.



Характеристики	САФЕВАК
Диапазон вакуума	0-600 мбар
Скорость всасывания	1-15 мл / с
Компонент автоклава	трубка; бутылка для отходов; ручка управления;

Размер [Ш x Г x В]	180 x 240 x 450 мм
Вес	3 кг
Входное напряжение	100-240 В переменного тока, 50/60 Гц
Объем бутылки	4L

Кошка. Нет.	Описания
17900115	Вакуумные баллоны РРСО - 4 л 83В
17900109	Одиночная игла Ф1,5 мм, 60 мм
17900110	Игла длинного типа Ф1,5 мм, 120 мм
17900111	8-канальная игла Ф1,5 мм
17900112	Адаптер для удаления наконечника 200 мкл наконечник
17900113	8-канальный адаптер для детрузии наконечника 200 мкл наконечник
17100301	Гидрофобный фильтр 0,45 мкм □ 1 шт. / Уп.

[Read More](#)

Артикул: N/A

Цена: Цена по запросу

Категория: [Оборудование для обращения с жидкостями \(Дозаторы, аспираторы и пр.\)](#)

ВЫСОКОСКОРОСТНАЯ МИНИ-ЦЕНТРИФУГА "D2012 PLUS"



Высокоскоростная мини-центрифуга "D2012 plus"

Основные характеристики

- Высокая центробежная сила 15 100 g и макс. скорость 15 000 об / мин идеально подходит для различных применений
- Бесщеточный привод двигателя постоянного тока быстро разгоняет ротор до заданной скорости
- Бесшумная работа, низкий уровень шума ≤56 дБ
- D2012 подтвержден IEC / EN 61010-1
- D2012 Plus прошел строгие испытания на взрывозащищенность и аккредитован с сертификатами CE, cTUVus, FCC и тестом MCA. Тест MCA согласно IEC / EN61010-2-20

Характеристики	D2012 плюс
Максимум. Скорость	15000 об / мин (500-15000 об / мин), шаг: 100 об / мин
Максимум. RCF	15100 x g, шаг: 100 x g
Точность скорости	± 20 об / мин
Емкость ротора	0,2 мл / 0,5 мл / 1,5 мл / 2 мл x 12
Время выполнения	30сек-99мин / непрерывный
Приводной двигатель	Бесщеточный двигатель постоянного тока
Устройства для обеспечения безопасности	Блокировка двери, Обнаружение превышения скорости, Обнаружение перегрева, автоматическая внутренняя диагностика
Сила	Однофазный, AC100V-240V 50 Гц / 60 Гц, 3A, 100 Вт
Уровень шума	≤54 дБ
Время разгона / торможения	11 c ↑ / 9 c ↓
Размер [Д x Ш x В]	255 x 245 x 140 мм
Вес	6 кг
Сертификация	EMC, CE, FCC, ICES, cTUVus, CB
Расширенные возможности	Переключатель скорости / RCF, функция кратковременного запуска, функция звукового оповещения

[Read More](#)
Артикул: N/A
Цена: Цена по запросу
Категория: [Центрифуги](#)



ТОРРЕТТЕ МЕХАНИЧЕСКИЕ РУЧНЫЕ ПИПЕТКИ-ДОЗАТОРЫ ОДНОКАНАЛЬНЫЕ С РЕГУЛИРУЕМЫМ ОБЪЕМОМ 1000-5000 МКЛ

TopPette механические ручные пипетки-дозаторы одноканальные с регулируемым объемом 1000-5000 мкл

Ключевая особенность

- Легкая, эргономичная конструкция с низким усилием
- Цифровой дисплей четко показывает настройку громкости
- Пипетки охватывают диапазон объемов от 1000 мкл до 5000 мл.
- Легко калибровать и обслуживать с помощью прилагаемого инструмента
- Дизайн помогает избежать травм от повторяющихся деформаций
- Откалиброван в соответствии с ISO8655. Каждая пипетка поставляется с индивидуальным сертификатом испытаний
- Нижняя часть доступна для автоклавирования.

Преимущества:

- регулирование объема путем легкого вращения и фиксации кнопки рукоятки дозатора
- эргономичная опора для пальца
- сбрасыватель наконечника и посадочный конус легко снимаются
- посадочный конус изготовлен из качественных химических материалов, обеспечивающих надежную химическую стойкость
- корпус дозатора выполнен из высококачественного пластика, устойчивого к химически активным средам

Диапазон громкости	Инкремент	Объем теста (мкл)	Погрешность		Ошибка точности	
			%	мкл	%	мкл
1000-5000 мкл	50 мкл	5000	0,50%	25	0,15%	7,5
		2500	0,60%	15	0,30%	7,5
		1000	0,70%	7	0,30%	3

[Read More](#)

Артикул: N/A

Цена: Цена по запросу

Категория: [Оборудование для обращения с жидкостями \(Дозаторы, аспираторы и пр.\)](#)



**ТОРРЕТТЕ МЕХАНИЧЕСКИЕ РУЧНЫЕ
ПИПЕТКИ-ДОЗАТОРЫ ОДНОКАНАЛЬНЫЕ С
РЕГУЛИРУЕМЫМ ОБЪЕМОМ 100-1000 МКЛ**

TopPette механические ручные пипетки-дозаторы одноканальные с регулируемым объемом 100-1000 мкл

Ключевая особенность

- Легкая, эргономичная конструкция с низким усилием
- Цифровой дисплей четко показывает настройку громкости
- Пипетки охватывают диапазон объемов от 100 мкл до 1000 мл.
- Легко калибровать и обслуживать с помощью прилагаемого инструмента
- Дизайн помогает избежать травм от повторяющихся деформаций
- Откалиброван в соответствии с ISO8655. Каждая пипетка поставляется с индивидуальным сертификатом испытаний
- Нижняя часть доступна для автоклавирования.

Преимущества:

- регулирование объема путем легкого вращения и фиксации кнопки рукоятки дозатора
- эргономичная опора для пальца
- сбрасыватель наконечника и посадочный конус легко снимаются
- посадочный конус изготовлен из качественных химических материалов, обеспечивающих надежную химическую стойкость
- корпус дозатора выполнен из высококачественного пластика, устойчивого к химически активным средам

Диапазон громкости	Инкремент	Объем теста (мкл)	Погрешность		Ошибка точности	
			%	мкл	%	мкл
100-1000 мкл	5 мкл	1000	0,60%	6	0,20%	2
		500	0,70%	3.5	0,25%	1,25
		100	2,00%	2	0,70%	0,7

[Read More](#)

Артикул: N/A

Цена: Цена по запросу

Категория: [Оборудование для обращения с жидкостями \(Дозаторы, аспираторы и пр.\)](#)



ТОРРЕТТЕ МЕХАНИЧЕСКИЕ РУЧНЫЕ ПИПЕТКИ-ДОЗАТОРЫ ОДНОКАНАЛЬНЫЕ С РЕГУЛИРУЕМЫМ ОБЪЕМОМ 10-100 МКЛ

TopPette механические ручные пипетки-дозаторы одноканальные с регулируемым объемом 10-100 мкл

Ключевая особенность

- Легкая, эргономичная конструкция с низким усилием
- Цифровой дисплей четко показывает настройку громкости
- Пипетки охватывают диапазон объемов от 10 мкл до 100 мл.
- Легко калибровать и обслуживать с помощью прилагаемого инструмента
- Дизайн помогает избежать травм от повторяющихся деформаций
- Откалиброван в соответствии с ISO8655. Каждая пипетка поставляется с индивидуальным сертификатом испытаний
- Нижняя часть доступна для автоклавирования.

Преимущества:

- регулирование объема путем легкого вращения и фиксации кнопки рукоятки дозатора
- эргономичная опора для пальца
- сбрасыватель наконечника и посадочный конус легко снимаются
- посадочный конус изготовлен из качественных химических материалов, обеспечивающих надежную химическую стойкость
- корпус дозатора выполнен из высококачественного пластика, устойчивого к химически активным средам

Диапазон громкости	Инкремент	Объем теста (мкл)	Погрешность		Ошибка точности	
			%	мкл	%	мкл
10-100 мкл	1 мкл	100	0,80%	0,8	0,15%	0,15
		50	1,00%	0,5	0,40%	0,2
		10	3,00%	0,3	1,50%	0,15

[Read More](#)

Артикул: N/A

Цена: Цена по запросу

Категория: [Оборудование для обращения с жидкостями \(Дозаторы, аспираторы и пр.\)](#)



ТОРРЕТТЕ МЕХАНИЧЕСКИЕ РУЧНЫЕ ПИПЕТКИ-ДОЗАТОРЫ ОДНОКАНАЛЬНЫЕ С РЕГУЛИРУЕМЫМ ОБЪЕМОМ 5-50 МКЛ

TopPette механические ручные пипетки-дозаторы одноканальные с регулируемым объемом 5-50 мкл

Ключевая особенность

- Легкая, эргономичная конструкция с низким усилием
- Цифровой дисплей четко показывает настройку громкости
- Пипетки охватывают диапазон объемов от 5 мкл до 50 мл.
- Легко калибровать и обслуживать с помощью прилагаемого инструмента
- Дизайн помогает избежать травм от повторяющихся деформаций
- Откалиброван в соответствии с ISO8655. Каждая пипетка поставляется с индивидуальным сертификатом испытаний
- Нижняя часть доступна для автоклавирования.

Преимущества:

- регулирование объема путем легкого вращения и фиксации кнопки рукоятки дозатора
- эргономичная опора для пальца
- сбрасыватель наконечника и посадочный конус легко снимаются
- посадочный конус изготовлен из качественных химических материалов, обеспечивающих надежную химическую стойкость
- корпус дозатора выполнен из высококачественного пластика, устойчивого к химически активным средам

Диапазон громкости	Инкремент	Объем теста (мкл)	Погрешность		Ошибка точности	
			%	мкл	%	мкл
5-50 мкл	0,5 мкл	50	0,60%	0,3	0,30%	0,15
		25	0,90%	0,225	0,60%	0,15
		5	2,00%	0,1	2,00%	0,1

[Read More](#)

Артикул: N/A

Цена: Цена по запросу

Категория: [Оборудование для обращения с жидкостями \(Дозаторы, аспираторы и пр.\)](#)



ТОРРЕТТЕ МЕХАНИЧЕСКИЕ РУЧНЫЕ ПИПЕТКИ-ДОЗАТОРЫ ОДНОКАНАЛЬНЫЕ С РЕГУЛИРУЕМЫМ ОБЪЕМОМ 2-20 МКЛ

TopPette механические ручные пипетки-дозаторы одноканальные с регулируемым объемом 2-20 мкл

Ключевая особенность

- Легкая, эргономичная конструкция с низким усилием
- Цифровой дисплей четко показывает настройку громкости
- Пипетки охватывают диапазон объемов от 2 мкл до 20 мл.
- Легко калибровать и обслуживать с помощью прилагаемого инструмента
- Дизайн помогает избежать травм от повторяющихся деформаций
- Откалиброван в соответствии с ISO8655. Каждая пипетка поставляется с индивидуальным сертификатом испытаний
- Нижняя часть доступна для автоклавирования.

Преимущества:

- регулирование объема путем легкого вращения и фиксации кнопки рукоятки дозатора
- эргономичная опора для пальца
- сбрасыватель наконечника и посадочный конус легко снимаются
- посадочный конус изготовлен из качественных химических материалов, обеспечивающих надежную химическую стойкость
- корпус дозатора выполнен из высококачественного пластика, устойчивого к химически активным средам

Диапазон громкости	Инкремент	Объем теста (мкл)	Погрешность		Ошибка точности	
			%	мкл	%	мкл
2-20 мкл	0,5 мкл	20	0,90%	0,18	0,40%	0,08
		10	1,20%	0,12	1,00%	0,1
		2	3,00%	0,06	2,00%	0,04

[Read More](#)
Артикул: N/A
Цена: Цена по запросу
Категория: [Оборудование для обращения с жидкостями \(Дозаторы, аспираторы и пр.\)](#)



ТОРРЕТТЕ МЕХАНИЧЕСКИЕ РУЧНЫЕ ПИПЕТКИ-ДОЗАТОРЫ ОДНОКАНАЛЬНЫЕ С РЕГУЛИРУЕМЫМ ОБЪЕМОМ 0.5-10 МКЛ

TopPette механические ручные пипетки-дозаторы одноканальные с регулируемым объемом 0.5-10 мкл

Ключевая особенность

- Легкая, эргономичная конструкция с низким усилием
- Цифровой дисплей четко показывает настройку громкости
- Пипетки охватывают диапазон объемов от 0.5 мкл до 10 мл.
- Легко калибровать и обслуживать с помощью прилагаемого инструмента
- Дизайн помогает избежать травм от повторяющихся деформаций
- Откалиброван в соответствии с ISO8655. Каждая пипетка поставляется с индивидуальным сертификатом испытаний
- Нижняя часть доступна для автоклавирования.

Преимущества:

- регулирование объема путем легкого вращения и фиксации кнопки рукоятки дозатора
- эргономичная опора для пальца
- сбрасыватель наконечника и посадочный конус легко снимаются
- посадочный конус изготовлен из качественных химических материалов, обеспечивающих надежную химическую стойкость
- корпус дозатора выполнен из высококачественного пластика, устойчивого к химически активным средам

Диапазон громкости	Инкремент	Объем теста (мкл)	Погрешность		Ошибка точности	
			%	мкл	%	мкл
0,5-10 мкл	0,1 мкл	10	1,00%	0,1	0,80%	0,08
		5	1,50%	0,075	1,50%	0,075
		1	2,50%	0,025	1,50%	0,015

[Read More](#)

Артикул: N/A

Цена: Цена по запросу

Категория: [Оборудование для обращения с жидкостями \(Дозаторы, аспираторы и пр.\)](#)



**ТОРРЕТТЕ МЕХАНИЧЕСКИЕ РУЧНЫЕ
ПИПЕТКИ-ДОЗАТОРЫ ОДНОКАНАЛЬНЫЕ С
РЕГУЛИРУЕМЫМ ОБЪЕМОМ 0.1-2.5 МКЛ**

TopPette механические ручные пипетки-дозаторы одноканальные с регулируемым объемом 0.1-2.5 мкл

Ключевая особенность

- Легкая, эргономичная конструкция с низким усилием
- Цифровой дисплей четко показывает настройку громкости
- Пипетки охватывают диапазон объемов от 0.1 мкл до 2.5 мл.
- Легко калибровать и обслуживать с помощью прилагаемого инструмента
- Дизайн помогает избежать травм от повторяющихся деформаций
- Откалиброван в соответствии с ISO8655. Каждая пипетка поставляется с индивидуальным сертификатом испытаний
- Нижняя часть доступна для автоклавирования.

Преимущества:

- регулирование объема путем легкого вращения и фиксации кнопки рукоятки дозатора
- эргономичная опора для пальца
- сбрасыватель наконечника и посадочный конус легко снимаются
- посадочный конус изготовлен из качественных химических материалов, обеспечивающих надежную химическую стойкость
- корпус дозатора выполнен из высококачественного пластика, устойчивого к химически активным средам

Диапазон громкости	Инкремент	Объем теста (мкл)	Погрешность		Ошибка точности	
			%	мкл	%	мкл
0,1-2,5 мкл	0,05 мкл	2,5	2,50%	0,0625	2,00%	0,05
		1,25	3,00%	0,0375	3,00%	0,0375
		0,25	12,00%	0,03	6,00%	0,015

[Read More](#)

Артикул: N/A

Цена: Цена по запросу

Категория: [Оборудование для обращения с жидкостями \(Дозаторы, аспираторы и пр.\)](#)



ДИСПЕНСЕР DISPENSMATE С ОБЪЕМОМ 2,5-25 МЛ

Диспенсер DispensMate с объемом 2,5-25 мл

Бутылочный диспенсер DLAB DispensMate Plus предназначен для использования в химических и других лабораториях. С его помощью можно отмеривать жидкие вещества с высокой точностью и в определенном количестве. Устройство выполнено из материалов, обеспечивающих ему долгий срок службы и антикоррозионные свойства. Элементы дозатора, которые соприкасаются в процессе работы с дозируемым веществом, изготовлены из химически стойких материалов: политетрафторэтилена, боросиликатного стекла, полипропилена, фторированного этилен-пропилена. Тем не менее, фирма-производитель советует по окончании работы ежедневно промывать прибор дистиллированной водой.

Диспенсер DispensMate с объемом 2,5-25 мл

Основные характеристики

- Превосходная химическая стойкость, компоненты , изготовленные из PTFE, FEP, BSG, PP
- Полностью автоклавируемый при 121 °C
- Четыре диапазоны бутылочной верхнего распределительного устройства , охватывающих диапазон громкости от 0,5 мл до 50 мл
- Простота очистки и обслуживания
- Факультативный гибкая сливная трубка с предохранительной ручкой обеспечивает быстрое и точное дозирование
- Давление пара макс. 500 мбар, вязкость макс. 500 мм² / с,
 - температура макс. 40оC, плотность макс. 2,2 г / см³
 - Dispensmate поставляется с S40, GL32, GL38, GL25, GL28

Кат. Номер	Диапазон объема мл	Выпускной мл	A≤ ±		CV≤	
			□	мкл	□	мкл
7032100001	0,5-5	0,1	0,5	25	0,2	10
7032100002	1.0-10	0,2	0,5	50	0,2	20
7032100003	2,5-25	0,5	0,5	125	0,2	50
7032100004	5,0-50	1.0	0,5	250	0,2	100

Информация о заказе.

Дозатор с верхней крышкой бутылки - DispensMate - Без коричневой бутылки с реагентом

Кошка. Нет.	Объем
7032100001	0,5-5 мл
7032100002	1-10 мл
7032100003	2,5-25 мл
7032100004	5-50 мл
17400037	Флакон с реагентом (коричневый, 1 л)

Аксессуары

17400019	GL25, адаптер, 32/25 мм
17400020	GL28, адаптер, 32/28 мм
17400021	Заправочная трубка (м)
17100073	Нагнетательная трубка (м)

[Read More](#)

Артикул: N/A

Цена: Цена по запросу

Категория: [Оборудование для обращения с жидкостями \(Дозаторы, аспираторы и пр.\)](#)

АКВАДИСТИЛЛЯТОР АДЭА-4 "СЗМО"



Аквадистиллятор АДЭа-4 "СЗМО"

- Возможность охлаждения дистиллированной воды - при использовании холодильника;
- медные ТЭНы, используемые в комплектации, увеличивают срок службы при правильной эксплуатации;
- пластиковый поплавок датчика уровня, нержавеющая сталь, используемая для изготовления всех частей аквадистиллятора, подвергающихся контактам с водой - исключают коррозию металла;
- электрическая схема включения - надежная и упрощенная;
- Удобства при установке, за счёт меньших габаритных размеров и общего веса, по сравнению с предыдущими аналогами.

Технические характеристики

Габаритные размеры, мм	252 x 320 x 550
Масса, кг	Не более 14
Производительность, л/ч	4-0,4
Род тока	Однофазный переменный
Частота, Гц	50

Напряжение, Вт	220
Удельный расход воды не более (t° при $t=45^\circ\text{C}$ 25л/1л - температура производимой воды) при $t=95^\circ\text{C}$ 12,6л/1л	
Давление исходной воды должно быть в пределах от 0,1 до 0,6 МПа (от 1 до 6 кгс/см ²)	
Удельный расход электроэнергии для производства 1дм ³ дистиллята при номинальной потребляемой мощности 3 кВт не более 0,75 кВт/ч.	
Поддержание количества воды идущей на испарение - автоматическое.	
Отключение электронагревателей при прекращении централизованной подачи воды и понижения уровня воды - автоматическое.	
Время непрерывной работы не более 8 часов. Перерыв - не менее 2 часов.	
Средняя наработка на отказ 2500 часов условно непрерывной работы. В ресурс ТЭН входит их нахождение в рабочей среде (вода).	
Расход воды на охлаждение, не более, дм3/ч	100
Количество ТЭНов (в аппарате), шт.	2

[Read More](#)

Артикул: N/A

Цена: Цена по запросу

Категория: [Аквадистилляторы и системы очистки воды](#)

АКВАДИСТИЛЛЯТОР АДЭА-25 "СЗМО"

Аквадистиллятор АДЭа-25 "СЗМО"



Габаритные размеры аквадистиллятора, мм	650±10 x 385±5 x 910±10
Габаритные размеры пульта управления, мм	227 x 137 x 243
Масса, кг	Не более 48
Время установления рабочего режима, мин	Не более 30

Производительность, дмЗ/ч	Не менее 25 - 10%
Потребляемая мощность, кВт/А	Не более 20
Род тока	Трехфазный переменный
Частота, Гц	50
Напряжение, Вт	380

Поддержание количества воды идущей на испарение – автоматическое.

Отключение электронагревателей при прекращении централизованной подачи воды и понижения уровня воды – автоматическое.

Время непрерывной работы не более 8 часов. Перерыв – не менее 2 часов.

Средняя наработка на отказ 2500 часов условно непрерывной работы. В ресурс ТЭН входит их нахождение в рабочей среде (вода).

[Read More](#)

Артикул: N/A

Цена: Цена по запросу

Категория: [Аквадистилляторы и системы очистки воды](#)

АКВАДИСТИЛЛЯТОР АДЭА-10 "СЗМО"

Аквадистиллятор АДЭа-10 "СЗМО"



- Возможность охлаждения дистиллированной воды – при использовании холодильника;
- медные ТЭНы, используемые в комплектации, увеличивают срок службы при правильной эксплуатации;
- пластиковый поплавковый датчик уровня, нержавеющая сталь, используемая для изготовления всех частей аквадистиллятора, подвергающихся контактам с водой – исключают коррозию металла;
- электрическая схема включения – надежная и упрощенная;
- Удобства при установке, за счёт меньших габаритных размеров и общего веса, по сравнению с предыдущими аналогами.

- Установлены медные ТЭНы, для продолжительного использования дистиллятора.

Технические характеристики

Габаритные размеры аквадистиллятора, мм	540±10 x 275±5 x 665±10
Габаритные размеры пульта управления, мм	227 x 137 x 243
Масса, кг	Не более 20
Время установления рабочего режима, мин	Не более 30
Производительность, дм3/ч	Не менее 10 - 10%
Потребляемая мощность, кВт/А	Не более 9
Род тока	Однофазный переменный
Частота, Гц	50
Напряжение, Вт	220
Поддержание количества воды идущей на испарение – автоматическое.	
Отключение электронагревателей при прекращении централизованной подачи воды и понижения уровня воды – автоматическое.	
Время непрерывной работы не более 8 часов. Перерыв – не менее 2 часов.	
Средняя наработка на отказ 2500 часов условно непрерывной работы. В р	
Производительность, л/ч	10
Расход воды на охлаждение, не более, дм3/ч	250
Количество ТЭНов (в аппарате), шт.	3

[Read More](#)
Артикул: N/A
Цена: Цена по запросу
Категория: [Аквадистилляторы и системы очистки воды](#)