

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОБРАЩЕНИЯ С ЖИДКОСТЯМИ (ДОЗАТОРЫ, АСПИРАТОРЫ И ПР.)

Оборудование для обращения с жидкостями (Дозаторы, аспираторы и пр.)



МЕХАНИЧЕСКИЕ АВТОКЛАВИРУЕМЫЕ ДОЗАТОРЫ MICROPETTE PLUS ВОСЬМИКАНАЛЬНЫЕ С РЕГУЛИРУЕМЫМ ОБЪЕМОМ 50-300 МКЛ

Механические автоклавируемые дозаторы MicroPette plus восьмиканальные с регулируемым объемом 50-300 мкл

Основные характеристики

- Полностью автоклавируемый.
- Эргономичный дизайн обеспечивает отличный опыт работы.
- Легко читаемый дисплей объема.
- Простота калибровки и обслуживания
- Изготовлены из инновационных материалов
- индивидуальный сертификат калибровки согласно ISO8655
- Дозирующая головка вращается для удобства дозирования
 - Отдельный узел поршня и конуса наконечника упрощает ремонт и техническое обслуживание
 - Конус наконечника из композитного материала обеспечивает высокую герметичность
 - Совместимость с большинством универсальных брендов наконечников

8-ми канальные пипет-дозаторы подходят для 96-луночных планшетов.

Преимущества:

- Доступны 8- и 12-канальные пипетки для стандартного 96-луночного планшета.
- Дозирующая головка вращается для оптимального удобства дозирования
- Отдельные узлы поршня и конуса наконечника упрощают ремонт и обслуживание
- Конструкция конуса наконечника из композитного материала позволяет визуально проверить герметичность
- Может использоваться с универсальными наконечниками для дозаторов

Диапазон громкости	Приращение	Объем теста (мкл)	Погрешность		Ошибка точности	
			%	мкл	%	мкл
50-300 мкл	5 мкл	300	0,70%	2.1	0,25%	0,75
		150	1,00%	1.5	0,50%	0,75
		50	1,50%	0,75	0,80%	0,4
Диапазон громкости	Приращение	Объем теста (мкл)	Погрешность		Ошибка точности	
			%	мкл	%	мкл
50-300 мкл	5 мкл	300	0,70%	2.1	0,25%	0,75
		150	1,00%	1.5	0,50%	0,75
		50	1,50%	0,75	0,80%	0,4

[Read More](#)

Артикул: N/A

Цена: Цена по запросу

Категория: [Оборудование для обращения с жидкостями \(Дозаторы, аспираторы и пр.\)](#)



МЕХАНИЧЕСКИЙ АВТОКЛАВИРУЕМЫЙ ДОЗАТОР ТОРРЕТТЕ ВОСЬМИКАНАЛЬНЫЕ С РЕГУЛИРУЕМЫМ ОБЪЕМОМ 50-300 МКЛ

**Механический автоклавируемый дозатор TopPette
восьмиканальные с регулируемым объемом 50-300 мкл**

Основные характеристики

- Полностью автоклавируемый.
- Эргономичный дизайн обеспечивает отличный опыт работы.
- Легко читаемый дисплей объема.
- Простота калибровки и обслуживания
- Изготовлены из инновационных материалов
- индивидуальный сертификат калибровки согласно ISO8655
 - Дозирующая головка вращается для удобства дозирования
 - Отдельный узел поршня и конуса наконечника упрощает ремонт и техническое обслуживание
 - Конус наконечника из композитного материала обеспечивает высокую герметичность
 - Совместимость с большинством универсальных брендов наконечников

8-ми канальные пипет-дозаторы подходят для 96-луночных плашек.

Преимущества:

- регулирование объема путем легкого вращения и фиксации кнопки рукоятки дозатора
- эргономичная опора для пальца

- сбрасыватель наконечника и посадочный конус легко снимаются
- посадочный конус изготовлен из качественных химических материалов, обеспечивающих надежную химическую стойкость
- корпус дозатора выполнен из высококачественного пластика, устойчивого к химически активным средам

Диапазон громкости	Приращение	Объем теста (мкл)	Погрешность		Ошибка точности	
			%	мкл	%	мкл
50-300 мкл	5 мкл	300	0,70%	2.1	0,25%	0,75
		150	1,00%	1.5	0,50%	0,75
		50	1,50%	0,75	0,80%	0,4
Диапазон громкости	Приращение	Объем теста (мкл)	Погрешность		Ошибка точности	
			%	мкл	%	мкл
50-300 мкл	5 мкл	300	0,70%	2.1	0,25%	0,75
		150	1,00%	1.5	0,50%	0,75
		50	1,50%	0,75	0,80%	0,4

[Read More](#)

Артикул: N/A

Цена: Цена по запросу

Категория: [Оборудование для обращения с жидкостями \(Дозаторы, аспираторы и пр.\)](#)



ТОРРЕТТЕ МЕХАНИЧЕСКИЕ РУЧНЫЕ ПИПЕТКИ-ДОЗАТОРЫ, ОДНОКАНАЛЬНЫЕ С РЕГУЛИРУЕМЫМ ОБЪЕМОМ 200-1000 МКЛ

TopPette механические ручные пипетки-дозаторы, одноканальные с регулируемым объемом 200-1000 мкл

Ключевая особенность

- Легкая, эргономичная конструкция с низким усилием
- Цифровой дисплей четко показывает настройку громкости
- Пипетки охватывают диапазон объемов от 200 мкл до 1000 мкл.
- Легко калибровать и обслуживать с помощью прилагаемого инструмента
- Дизайн помогает избежать травм от повторяющихся деформаций
- Откалиброван в соответствии с ISO8655. Каждая пипетка поставляется с индивидуальным сертификатом испытаний
- Нижняя часть доступна для автоклавирувания.

Преимущества:

- регулирование объема путем легкого вращения и фиксации кнопки рукоятки дозатора
- эргономичная опора для пальца
- сбрасыватель наконечника и посадочный конус легко снимаются
- посадочный конус изготовлен из качественных химических материалов, обеспечивающих надежную химическую стойкость
- корпус дозатора выполнен из высококачественного пластика, устойчивого к химически активным средам

Диапазон громкости	Инкремент	Объем теста (мкл)	Погрешность		Ошибка точности	
			%	мкл	%	мкл
200-1000 мкл	5 мкл	1000	0,60%	6	0,20%	2
		500	0,70%	3,5	0,25%	1,25
		100	0,90%	1,8	0,30%	0,6

[Read More](#)

Артикул: N/A

Цена: Цена по запросу

Категория: [Оборудование для обращения с жидкостями \(Дозаторы, аспираторы и пр.\)](#)



ТОРРЕТТЕ МЕХАНИЧЕСКИЕ РУЧНЫЕ ПИПЕТКИ-ДОЗАТОРЫ, ОДНОКАНАЛЬНЫЕ С РЕГУЛИРУЕМЫМ ОБЪЕМОМ 50-200 МКЛ

TopPette механические ручные пипетки-дозаторы, одноканальные с регулируемым объемом 50-200 мкл

Ключевая особенность

- Легкая, эргономичная конструкция с низким усилием
- Цифровой дисплей четко показывает настройку громкости
- Пипетки охватывают диапазон объемов от 50 мкл до 200 мл.
- Легко калибровать и обслуживать с помощью прилагаемого инструмента
- Дизайн помогает избежать травм от повторяющихся деформаций
- Откалиброван в соответствии с ISO8655. Каждая пипетка поставляется с индивидуальным сертификатом испытаний
- Нижняя часть доступна для автоклавирования.

Преимущества:

- регулирование объема путем легкого вращения и фиксации кнопки рукоятки дозатора
- эргономичная опора для пальца
- сбрасыватель наконечника и посадочный конус легко снимаются
- посадочный конус изготовлен из качественных химических материалов, обеспечивающих надежную химическую стойкость
- корпус дозатора выполнен из высококачественного пластика, устойчивого к химически активным средам

Диапазон громкости	Инкремент	Объем теста (мкл)	Погрешность		Ошибка точности	
			%	мкл	%	мкл
50-200 мкл	1 мкл	200	0,60%	1,2	0,15%	0,3
		100	0,80%	0,8	0,30%	0,3
		50	1,00%	0,5	0,40%	0,2

[Read More](#)

Артикул: N/A

Цена: Цена по запросу

Категория: [Оборудование для обращения с жидкостями \(Дозаторы, аспираторы и пр.\)](#)



ТОРРЕТТЕ МЕХАНИЧЕСКИЕ РУЧНЫЕ ПИПЕТКИ-ДОЗАТОРЫ, ОДНОКАНАЛЬНЫЕ С РЕГУЛИРУЕМЫМ ОБЪЕМОМ 20-200 МКЛ

TopPette механические ручные пипетки-дозаторы, одноканальные с регулируемым объемом 20-200 мкл

• Ключевая особенность

- Легкая, эргономичная конструкция с низким усилием
- Цифровой дисплей четко показывает настройку громкости
- Пипетки охватывают диапазон объемов от 20 мкл до 200 мкл.
- Легко калибровать и обслуживать с помощью прилагаемого инструмента
- Дизайн помогает избежать травм от повторяющихся деформаций
- Откалиброван в соответствии с ISO8655. Каждая пипетка поставляется с индивидуальным сертификатом испытаний
- Нижняя часть доступна для автоклавирувания.

Преимущества:

- регулирование объема путем легкого вращения и фиксации кнопки рукоятки дозатора
- эргономичная опора для пальца
- сбрасыватель наконечника и посадочный конус легко снимаются
- посадочный конус изготовлен из качественных химических материалов, обеспечивающих надежную химическую стойкость
- корпус дозатора выполнен из высококачественного пластика, устойчивого к химически активным средам

Диапазон громкости	Инкремент	Объем теста (мкл)	Погрешность		Ошибка точности	
			%	мкл	%	мкл
20-200 мкл	1 мкл	200	0,60%	1.2	0,15%	0,3
		100	0,80%	0,8	0,30%	0,3
		20	3,00%	0,6	1,00%	0,2

[Read More](#)

Артикул: N/A

Цена: Цена по запросу

Категория: [Оборудование для обращения с жидкостями \(Дозаторы,](#)

[аспираторы и пр.\)](#)



ТОРПЕТТЕ МЕХАНИЧЕСКИЕ РУЧНЫЕ ПИПЕТКИ-ДОЗАТОРЫ, ОДНОКАНАЛЬНЫЕ С РЕГУЛИРУЕМЫМ ОБЪЕМОМ 2-10 МКЛ

TopPette механические ручные пипетки-дозаторы, одноканальные с регулируемым объемом 2-10 мкл

Ключевая особенность

- Легкая, эргономичная конструкция с низким усилием
- Цифровой дисплей четко показывает настройку громкости
- Пипетки охватывают диапазон объемов от 2 мкл до 10 мл.
- Легко калибровать и обслуживать с помощью прилагаемого инструмента
- Дизайн помогает избежать травм от повторяющихся деформаций
- Откалиброван в соответствии с ISO8655. Каждая пипетка поставляется с индивидуальным сертификатом испытаний
- Нижняя часть доступна для автоклавирувания.

Преимущества:

- регулирование объема путем легкого вращения и фиксации кнопки рукоятки дозатора
- эргономичная опора для пальца
- сбрасыватель наконечника и посадочный конус легко снимаются
- посадочный конус изготовлен из качественных химических материалов, обеспечивающих надежную химическую стойкость
- корпус дозатора выполнен из высококачественного пластика, устойчивого к химически активным средам

Диапазон громкости	Инкремент	Объем теста (мкл)	Погрешность		Ошибка точности	
			%	мкл	%	мкл

		10	0,60%	60	0,20%	20
2-10 мкл	0,1 мкл	5	1,20%	60	0,30%	15
		2	3,00%	60	0,60%	12

[Read More](#)

Артикул: N/A

Цена: Цена по запросу

Категория: [Оборудование для обращения с жидкостями \(Дозаторы, аспираторы и пр.\)](#)

ВАКУУМНЫЙ АСПИРАТОР SAFEVAC



Вакуумный аспиратор SAFEVAC

Основные характеристики

- Мощность вакуума может быть установлена на различных уровнях для достижения скорости аспирации от 1 мл / с до 15 мл / с
- Чувствительный датчик уровня для предотвращения перелива жидкости во время работы
- Полностью автоклавируемая емкость для сбора отходов, трубка и ручка
- Простая крышка, трубки и ручка для разборки, очистки и автоклавирования
- Широкий ассортимент адаптеров для установки пробирок, микропланшетов и дисковых планшетов для различных задач
- Сменные ручные адаптеры с наконечниками для оператора делают его пригодным для различных задач, от одноканальных до 8-канальных, в зависимости от применений в пробирке, микро плита, дисковая плита и т. д.



Характеристики

Диапазон вакуума
Скорость всасывания
Компонент автоклава
Размер [Ш × Г × В]
Вес
Входное напряжение
Объем бутылки

САФЕВАК

0-600 мбар
1-15 мл / с
трубка; бутылка для отходов;
ручка управления;
180 × 240 × 450 мм
3 кг
100-240 В переменного тока, 50/60 Гц
4L

Кошка. Нет.	Описания
17900115	Вакуумные баллоны PPSO - 4 л 83В
17900109	Одиночная игла Ф1,5 мм, 60 мм
17900110	Игла длинного типа Ф1,5 мм, 120 мм
17900111	8-канальная игла Ф1,5 мм
17900112	Адаптер для удаления наконечника 200 мкл наконечник
17900113	8-канальный адаптер для детрузии наконечника 200 мкл наконечник
17100301	Гидрофобный фильтр 0,45 мкм □ 1 шт. / Уп.

[Read More](#)

Артикул: N/A

Цена: Цена по запросу

Категория: [Оборудование для обращения с жидкостями \(Дозаторы, аспираторы и пр.\)](#)



ТОРРЕТТЕ МЕХАНИЧЕСКИЕ РУЧНЫЕ ПИПЕТКИ-ДОЗАТОРЫ ОДНОКАНАЛЬНЫЕ С РЕГУЛИРУЕМЫМ ОБЪЕМОМ 1000-5000 МКЛ

TopPette механические ручные пипетки-дозаторы одноканальные с регулируемым объемом 1000-5000 мкл

Ключевая особенность

- Легкая, эргономичная конструкция с низким усилием
- Цифровой дисплей четко показывает настройку громкости
- Пипетки охватывают диапазон объемов от 1000 мкл до 5000 мкл.
- Легко калибровать и обслуживать с помощью прилагаемого инструмента
- Дизайн помогает избежать травм от повторяющихся деформаций
- Откалиброван в соответствии с ISO8655. Каждая пипетка поставляется с индивидуальным сертификатом испытаний
- Нижняя часть доступна для автоклавирования.

Преимущества:

- регулирование объема путем легкого вращения и фиксации кнопки рукоятки дозатора
- эргономичная опора для пальца
- сбрасыватель наконечника и посадочный конус легко снимаются
- посадочный конус изготовлен из качественных химических материалов, обеспечивающих надежную химическую стойкость
- корпус дозатора выполнен из высококачественного пластика, устойчивого к химически активным средам

Диапазон громкости	Инкремент	Объем теста (мкл)	Погрешность		Ошибка точности	
			%	мкл	%	мкл
1000-5000 мкл	50 мкл	5000	0,50%	25	0,15%	7,5
		2500	0,60%	15	0,30%	7,5
		1000	0,70%	7	0,30%	3

[Read More](#)

Артикул: N/A

Цена: Цена по запросу

Категория: [Оборудование для обращения с жидкостями \(Дозаторы, аспираторы и пр.\)](#)



ТОРРЕТТЕ МЕХАНИЧЕСКИЕ РУЧНЫЕ ПИПЕТКИ-ДОЗАТОРЫ ОДНОКАНАЛЬНЫЕ С РЕГУЛИРУЕМЫМ ОБЪЕМОМ 100-1000 МКЛ

TopPette механические ручные пипетки-дозаторы одноканальные с регулируемым объемом 100-1000 мкл

Ключевая особенность

- Легкая, эргономичная конструкция с низким усилием
- Цифровой дисплей четко показывает настройку громкости
- Пипетки охватывают диапазон объемов от 100 мкл до 1000 мл.
- Легко калибровать и обслуживать с помощью прилагаемого инструмента
- Дизайн помогает избежать травм от повторяющихся деформаций
- Откалиброван в соответствии с ISO8655. Каждая пипетка поставляется с индивидуальным сертификатом испытаний
- Нижняя часть доступна для автоклавирувания.

Преимущества:

- регулирование объема путем легкого вращения и фиксации кнопки рукоятки дозатора
- эргономичная опора для пальца
- сбрасыватель наконечника и посадочный конус легко снимаются
- посадочный конус изготовлен из качественных химических материалов, обеспечивающих надежную химическую стойкость
- корпус дозатора выполнен из высококачественного пластика, устойчивого к химически активным средам

Диапазон громкости	Инкремент	Объем теста (мкл)	Погрешность		Ошибка точности	
			%	мкл	%	мкл
100-1000 мкл	5 мкл	1000	0,60%	6	0,20%	2
		500	0,70%	3.5	0,25%	1,25
		100	2,00%	2	0,70%	0,7

[Read More](#)

Артикул: N/A

Цена: Цена по запросу

Категория: [Оборудование для обращения с жидкостями \(Дозаторы, аспираторы и пр.\)](#)



ТОРРЕТТЕ МЕХАНИЧЕСКИЕ РУЧНЫЕ ПИПЕТКИ-ДОЗАТОРЫ ОДНОКАНАЛЬНЫЕ С РЕГУЛИРУЕМЫМ ОБЪЕМОМ 10-100 МКЛ

TopPette механические ручные пипетки-дозаторы одноканальные с регулируемым объемом 10-100 мкл

Ключевая особенность

- Легкая, эргономичная конструкция с низким усилием
- Цифровой дисплей четко показывает настройку громкости
- Пипетки охватывают диапазон объемов от 10 мкл до 100 мкл.
- Легко калибровать и обслуживать с помощью прилагаемого инструмента
- Дизайн помогает избежать травм от повторяющихся деформаций
- Откалиброван в соответствии с ISO8655. Каждая пипетка поставляется с индивидуальным сертификатом испытаний
- Нижняя часть доступна для автоклавирования.

Преимущества:

- регулирование объема путем легкого вращения и фиксации кнопки рукоятки дозатора
- эргономичная опора для пальца
- сбрасыватель наконечника и посадочный конус легко снимаются
- посадочный конус изготовлен из качественных химических материалов, обеспечивающих надежную химическую стойкость
- корпус дозатора выполнен из высококачественного пластика, устойчивого к химически активным средам

Диапазон громкости	Инкремент	Объем теста (мкл)	Погрешность		Ошибка точности	
			%	мкл	%	мкл
10-100 мкл	1 мкл	100	0,80%	0,8	0,15%	0,15
		50	1,00%	0,5	0,40%	0,2
		10	3,00%	0,3	1,50%	0,15

[Read More](#)

Артикул: N/A

Цена: Цена по запросу

Категория: [Оборудование для обращения с жидкостями \(Дозаторы, аспираторы и пр.\)](#)



ТОРРЕТТЕ МЕХАНИЧЕСКИЕ РУЧНЫЕ ПИПЕТКИ-ДОЗАТОРЫ ОДНОКАНАЛЬНЫЕ С РЕГУЛИРУЕМЫМ ОБЪЕМОМ 5-50 МКЛ

TopPette механические ручные пипетки-дозаторы одноканальные с регулируемым объемом 5-50 мкл

Ключевая особенность

- Легкая, эргономичная конструкция с низким усилием
- Цифровой дисплей четко показывает настройку громкости
- Пипетки охватывают диапазон объемов от 5 мкл до 50 мл.
- Легко калибровать и обслуживать с помощью прилагаемого инструмента
- Дизайн помогает избежать травм от повторяющихся деформаций
- Откалиброван в соответствии с ISO8655. Каждая пипетка поставляется с индивидуальным сертификатом испытаний
- Нижняя часть доступна для автоклавирувания.

Преимущества:

- регулирование объема путем легкого вращения и фиксации кнопки рукоятки дозатора
- эргономичная опора для пальца
- сбрасыватель наконечника и посадочный конус легко снимаются
- посадочный конус изготовлен из качественных химических материалов, обеспечивающих надежную химическую стойкость
- корпус дозатора выполнен из высококачественного пластика, устойчивого к химически активным средам

Диапазон громкости	Инкремент	Объем теста (мкл)	Погрешность	Ошибка точности
			% мкл	% мкл

		50	0,60%	0,3	0,30%	0,15
5-50 мкл	0,5 мкл	25	0,90%	0,225	0,60%	0,15
		5	2,00%	0,1	2,00%	0,1

[Read More](#)

Артикул: N/A

Цена: Цена по запросу

Категория: [Оборудование для обращения с жидкостями \(Дозаторы, аспираторы и пр.\)](#)



ТОРРЕТТЕ МЕХАНИЧЕСКИЕ РУЧНЫЕ ПИПЕТКИ-ДОЗАТОРЫ ОДНОКАНАЛЬНЫЕ С РЕГУЛИРУЕМЫМ ОБЪЕМОМ 2-20 МКЛ

TopPette механические ручные пипетки-дозаторы одноканальные с регулируемым объемом 2-20 мкл

Ключевая особенность

- Легкая, эргономичная конструкция с низким усилием
- Цифровой дисплей четко показывает настройку громкости
- Пипетки охватывают диапазон объемов от 2 мкл до 20 мл.
- Легко калибровать и обслуживать с помощью прилагаемого инструмента
- Дизайн помогает избежать травм от повторяющихся деформаций
- Откалиброван в соответствии с ISO8655. Каждая пипетка поставляется с индивидуальным сертификатом испытаний
- Нижняя часть доступна для автоклавирувания.

Преимущества:

- регулирование объема путем легкого вращения и фиксации кнопки рукоятки дозатора
- эргономичная опора для пальца
- сбрасыватель наконечника и посадочный конус легко снимаются
- посадочный конус изготовлен из качественных химических материалов, обеспечивающих надежную химическую стойкость
- корпус дозатора выполнен из высококачественного пластика, устойчивого к химически активным средам

Диапазон громкости	Инкремент	Объем теста (мкл)	Погрешность		Ошибка точности	
			%	мкл	%	мкл
2-20 мкл	0,5 мкл	20	0,90%	0,18	0,40%	0,08
		10	1,20%	0,12	1,00%	0,1
		2	3,00%	0,06	2,00%	0,04

[Read More](#)

Артикул: N/A

Цена: Цена по запросу

Категория: [Оборудование для обращения с жидкостями \(Дозаторы, аспираторы и пр.\)](#)



ТОРРЕТТЕ МЕХАНИЧЕСКИЕ РУЧНЫЕ ПИПЕТКИ-ДОЗАТОРЫ ОДНОКАНАЛЬНЫЕ С РЕГУЛИРУЕМЫМ ОБЪЕМОМ 0.5-10 МКЛ

TopPette механические ручные пипетки-дозаторы одноканальные с регулируемым объемом 0.5-10 мкл

Ключевая особенность

- Легкая, эргономичная конструкция с низким усилием
- Цифровой дисплей четко показывает настройку громкости
- Пипетки охватывают диапазон объемов от 0.5 мкл до 10 мл.
- Легко калибровать и обслуживать с помощью прилагаемого инструмента
- Дизайн помогает избежать травм от повторяющихся деформаций
- Откалиброван в соответствии с ISO8655. Каждая пипетка поставляется с индивидуальным сертификатом испытаний
- Нижняя часть доступна для автоклавирования.

Преимущества:

- регулирование объема путем легкого вращения и фиксации кнопки рукоятки дозатора
- эргономичная опора для пальца
- сбрасыватель наконечника и посадочный конус легко снимаются
- посадочный конус изготовлен из качественных химических материалов, обеспечивающих надежную химическую стойкость
- корпус дозатора выполнен из высококачественного пластика, устойчивого к химически активным средам

Диапазон громкости	Инкремент	Объем теста (мкл)	Погрешность		Ошибка точности	
			%	мкл	%	мкл
0,5-10 мкл	0,1 мкл	10	1,00%	0,1	0,80%	0,08
		5	1,50%	0,075	1,50%	0,075
		1	2,50%	0,025	1,50%	0,015

[Read More](#)

Артикул: N/A

Цена: Цена по запросу

Категория: [Оборудование для обращения с жидкостями \(Дозаторы, аспираторы и пр.\)](#)



ТОРРЕТТЕ МЕХАНИЧЕСКИЕ РУЧНЫЕ ПИПЕТКИ-ДОЗАТОРЫ ОДНОКАНАЛЬНЫЕ С РЕГУЛИРУЕМЫМ ОБЪЕМОМ 0.1-2.5 МКЛ

TopPette механические ручные пипетки-дозаторы одноканальные с регулируемым объемом 0.1-2.5 мкл

Ключевая особенность

- Легкая, эргономичная конструкция с низким усилием
- Цифровой дисплей четко показывает настройку громкости
- Пипетки охватывают диапазон объемов от 0.1 мкл до 2.5 мл.
- Легко калибровать и обслуживать с помощью прилагаемого инструмента
- Дизайн помогает избежать травм от повторяющихся деформаций
- Откалиброван в соответствии с ISO8655. Каждая пипетка поставляется с индивидуальным сертификатом испытаний
- Нижняя часть доступна для автоклавирувания.

Преимущества:

- регулирование объема путем легкого вращения и фиксации кнопки рукоятки дозатора
- эргономичная опора для пальца
- сбрасыватель наконечника и посадочный конус легко снимаются
- посадочный конус изготовлен из качественных химических материалов, обеспечивающих надежную химическую стойкость
- корпус дозатора выполнен из высококачественного пластика, устойчивого к химически активным средам

Диапазон громкости	Инкремент	Объем теста (мкл)	Погрешность		Ошибка точности	
			%	мкл	%	мкл
0,1-2,5 мкл	0,05 мкл	2,5	2,50%	0,0625	2,00%	0,05
		1,25	3,00%	0,0375	3,00%	0,0375
		0,25	12,00%	0,03	6,00%	0,015

[Read More](#)

Артикул: N/A

Цена: Цена по запросу

Категория: [Оборудование для обращения с жидкостями \(Дозаторы, аспираторы и пр.\)](#)

ДИСПЕНСЕР DISPENSMATE С ОБЪЕМОМ 2,5-25 МЛ



Диспенсер DispensMate с объемом 2,5-25 мл

Бутылочный диспенсер DLAB DispensMate Plus предназначен для использования в химических и других лабораториях. С его помощью можно отмеривать жидкие вещества с высокой точностью и в определенном количестве. Устройство выполнено из материалов, обеспечивающих ему долгий срок службы и антикоррозионные свойства. Элементы дозатора, которые соприкасаются в процессе работы с дозируемым веществом, изготовлены из химически стойких материалов: политетрафторэтилена, боросиликатного стекла, полипропилена, фторированного этилен-пропилена. Тем не менее, фирма-производитель советует по окончании работы ежедневно промывать прибор дистиллированной водой.



Диспенсер DispensMate с объемом 2,5-25 мл

Основные характеристики

- Превосходная химическая стойкость, компоненты , изготовленные из PTFE, FEP, BSG, PP
- Полностью автоклавируемый при 121 °C
- Четыре диапазоны бутылочной верхнего распределительного устройства , охватывающих диапазон громкости от 0,5 мл до 50 мл
- Простота очистки и обслуживания
- Факультативный гибкая сливная трубка с предохранительной ручкой обеспечивает быстрое и точное дозирование
- Давление пара макс. 500 мбар, вязкость макс. 500 мм² / с,
 - температура макс. 40°C, плотность макс. 2,2 г / см³
 - Dispensmate поставляется с S40, GL32, GL38, GL25, GL28

Кат. Номер	Диапазон объема мл	Выпускной мл	A ≤ ±		CV ≤	
			□	мкл	□	мкл
7032100001	0,5-5	0,1	0,5	25	0,2	10
7032100002	1.0-10	0,2	0,5	50	0,2	20
7032100003	2,5-25	0,5	0,5	125	0,2	50
7032100004	5,0-50	1.0	0,5	250	0,2	100

Информация о заказе.

Дозатор с верхней крышкой бутылки - DispensMate - Без коричневой бутылки с реагентом

Кошка. Нет.	Объем
7032100001	0,5-5 мл
7032100002	1-10 мл
7032100003	2,5-25 мл
7032100004	5-50 мл
17400037	Флакон с реагентом (коричневый, 1 л)

Аксессуары

17400019	GL25, адаптер, 32/25 мм
17400020	GL28, адаптер, 32/28 мм
17400021	Заправочная трубка (м)
17100073	Нагнетательная трубка (м)

[Read More](#)

Артикул: N/A

Цена: Цена по запросу

Категория: [Оборудование для обращения с жидкостями \(Дозаторы, аспираторы и пр.\)](#)