

# ИСПАРИТЕЛЬНОЕ И ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Испарительное и вспомогательное оборудование

## РОТОРНЫЙ ИСПАРИТЕЛЬ RE100-PRO



### Роторный испаритель RE100-Pro

#### Основные характеристики

- Цифровой дисплей скорости вращения и температуры нагрева позволяет оптимально контролировать все процессы дистилляции.
- Автоматический подъемник с электроприводом переводит испарительную колбу в безопасное положение в случае сбоя питания.
- Нагревательная баня на 5 л с широким диапазоном температур от комнатной, до 180 ° C . Режим нагрева вода / масло можно изменить только с помощью переключателя.
- Температура защиты от перегрева при 220 ° C
- Диапазон скорости от 20 до 280 об / мин и интервальная работа по часовой и против часовой стрелки для процесса сушки
- Запатентованный конденсатор (охлаждающая поверхность 1700 см<sup>2</sup>) с отличным охлаждающим эффектом
- Механизм выталкивания обеспечивает легкое извлечение испарительной колбы
- Запатентованное двойное пружинное уплотнительное кольцо из ПТФЭ обеспечивает отличное уплотнение.
- Удаленная функция обеспечивает управление с ПК и передачу данных.

#### Характеристики

Тип двигателя  
Диапазон скорости  
Дисплей  
По часовой стрелке и против часовой стрелки  
Диапазон температур нагрева  
Точность управления  
Мощность нагрева  
Ход смещения  
Таймер  
Диапазон настройки времени  
Размер [Д × Ш × В]  
Вес  
Допустимая температура окружающей среды  
Допустимая относительная влажность

#### RE100-Pro

Бесщеточный двигатель постоянного тока  
20-280 об / мин  
ЖК-дисплей (скорость, температура, время)  
да  
Комнатная температура, до 180 °C  
вода: ± 1 °C масло: ± 3 °C  
1300 Вт  
автомат 150мм  
да  
1-999мин  
465 × 457 × 583 мм  
15 кг  
5-40 °C  
80% относительной влажности

Класс защиты	IP20
Вес	2,8 кг
Класс защиты	IP21
Интерфейс USB	да
Напряжение / частота	100-120 / 200-240 В 50/60 Гц
Мощность	1400 Вт

**В комплекте**

Конденсатор 18900173 (1000 мл) (1700 см<sup>2</sup>), испарительную колбу (NS 24/40) и приемную колбу (KS 35/20)

[Read More](#)

**Артикул:** N/A

**Цена:** Цена по запросу

**Категория:** [Испарительное и вспомогательное оборудование](#)