

МЕШАЛКИ (МАГНИТНЫЕ, МЕХАНИЧЕСКИЕ, ВОРТЕКСЫ, НАВЕСНЫЕ И ПР.)

Мешалки (магнитные, механические, вихревые, навесные и др.)

МАГНИТНАЯ МЕШАЛКА "MS7-H550-PRO"

Магнитная мешалка "MS7-H550-Pro"



Основные характеристики

- ЖК-дисплей для точного контроля скорости и температуры
- Встроенный ПИД-регулятор обеспечивает безопасный нагрев среды с защитой от перегрева
- Макс. температура нагревательной плиты 550 ° C
- Стеклокерамическая рабочая плита обеспечивает отличную химическую стойкость и наиболее эффективную теплопередачу
- Внешний контроль температуры возможен путем подключения датчика температуры (PT1000) с точностью до $\pm 0,2$ ° C
- Цифровое управление скоростью, макс. скорость при 1500 об / мин
- Превосходный бесщеточный двигатель постоянного тока обеспечивает большую мощность перемешивания
- Две вращающиеся ручки позволяют легко регулировать скорость и температуру
- Предупреждение «ГОРЯЧЕЕ» будет мигать, когда температура рабочей пластины превышает 50 ° C, даже если конфорка выключена
- Дистанционная функция обеспечивает управление с ПК и передачу данных

Технические характеристики

Характеристики

MS7-H550-Pro

Размер рабочей плиты [Ш x Г]	184x184 мм (7 дюймов)
Материал рабочей пластины	Стеклокерамика
Тип двигателя	Бесщеточный двигатель постоянного тока
Вход номинального двигателя	18 Вт
Выходная мощность двигателя	10 Вт
Сила	1050 Вт
Мощность нагрева	1000 Вт
вольтаж	100-120 / 200-240 В 50/60 Гц
Позиции для перемешивания	1
Максимум. количество перемешивания, [H2O]	20л
Максимум. магнитный стержень [длина]	80 мм
Диапазон скоростей	Разрешение 100-1500 об / мин ± 1 об / мин
Отображение скорости	ЖК-дисплей
Отображение температуры	ЖК-дисплей
Диапазон температур нагрева	Температура в помещении -550 ° C, шаг 1 ° C
Точность контроля температуры	± 1 ° C (<100 ° C) ± 1% (> 100 ° C)
Защита от перегрева	580 ° C
Точность отображения температуры	± 0,1 ° C
Датчик наружной температуры	PT1000 (точность ± 0,2)
«Горячее» предупреждение	50 ° C
Разъем данных	RS232
Класс защиты	IP21
Размер [ШxГxВ]	215x360x112 мм
Вес	5,3 кг
Допустимая температура и влажность окружающей среды	5-40 ° C, 80% относительной влажности

[Read More](#)
Артикул: N/A
Цена: Цена по запросу
Категория: [Мешалки \(магнитные, механические, вихревые, навесные и пр.\)](#)