

АНАЛИЗАТОРЫ РАСТЕНИЙ

ПОРТАТИВНЫЙ ЛАЗЕРНЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ ПОВЕРХНОСТИ ЛИСТА CI-202



Портативный лазерный измеритель поверхности листа CI-202 в Узбекистане

Собирайте точные измерения площади листьев с помощью этого лазерного сканера высокого разрешения с питанием от аккумулятора. Надежный и автономный, исследователи используют CI-202 в полевых условиях или в лаборатории для измерения практически любого типа листьев, игл или семян. Сохраняйте на устройстве более 8000 точек данных и экспортируйте их для дальнейшего статистического анализа.

Страна: США

Производитель: CID Bio-Science, Inc.

Портативный лазерный измеритель поверхности листа CI-202 в Узбекистане

- 1) Доска сканирования стиля палитры – 1 ед.
- 2) Лазерный сканер со встроенным блоком управления – 1 ед.
- 3) Зарядное устройство – 1 ед.
- 4) USB-кабель для передачи данных – 1 ед.
- 5) Коммуникационное программное обеспечение – 1 ед.
- 6) Одна дополнительная прозрачная пленка – 1 ед.
- 7) Руководство по эксплуатации – 1 ед.
- 8) Жесткий футляр для переноски инструментов – 1 ед.

[Read More](#)

Артикул: N/A

Цена: Цена по запросу

Категория: [Анализаторы растений](#)

ТЕПЛОВИЗОР РАСТИТЕЛЬНОГО ПОКРОВА CI-110



Тепловизор растительного покрова CI-110

Быстрый и простой - углубленный анализ растительного покрова в любое время в любом месте.

Делайте широкоугольные изображения растительного покрова, мгновенно оценивая индекс площади листа (LAI) и измеряя уровни фотосинтетически активной радиации (PAR). Цифровая камера с самовыравниванием, обновленный сенсорный экран и включенные фильтры работают вместе для сбора, расчета и сохранения данных в любых условиях дневного света.

Новый блок с захватом срабатывания триггера с задержкой и усиленными антеннами, подключенными к четырем группировкам спутников, обеспечивает точные, мгновенные данные о местоположении по измерениям индекса площади листа.

Страна: США

Производитель: CID Bio-Science, Inc.

Тепловизор растительного покрова CI-110 в Узбекистане

Новый CI-110 сочетает в себе полусферическую фотографию растительного покрова и анализ изображений с измерением освещенности для неразрушающего расчета индекса площади листьев (LAI) и других параметров растительного покрова.

Самовыравнивающаяся цифровая камера делает снимки растительного покрова под углом 150 градусов для анализа полусферических фотографий. 24 сенсора фотосинтетически активного излучения (PAR) держателе прибора можно использовать для альтернативного измерения индекса площади листа, для оценки текущего уровня радиации на участке и

для оценки солнечных бликов. Обновленный, эргономичный дизайн сочетается с 7-дюймовым емкостным сенсорным экраном, триггером с задержкой выпуска изображения для получения четких изображений, а также возможностью добавления или замены фильтров над объективом камеры.

Комплект поставки:

- 1) Самовыравнивающийся цифровой зонд для визуализации "рыбий глаз" - 1 шт.
- 2) Датчик PAR с интерфейсом USB - 24 ед.
- 3) Встроенная система монитора с сенсорным экраном - 1 ед.
- 4) Руководство по эксплуатации на английском - 1 ед.
- 5) Мягкий футляр для переноски инструментов - 1 ед.

[Read More](#)

Артикул: N/A

Цена: Цена по запросу

Категория: [Анализаторы растений](#)

