

РЕФРАКТОМЕТРИЯ

Рефрактометрия

РЕФРАКТОМЕТР ИРФ-454 Б2М



Рефрактометр ИРФ-454 Б2М

Характеристики:

Рабочий диапазон температур, °C	+10...+40
Масса, кг	4,5
Габаритные размеры	170x115x270

Комплектация:

Термометр — 1шт.
Комплект инструмента и принадлежностей:
Осветитель — 1шт.,
Банка с притертой пробкой — 3шт.,
Пластина контрольная — 1шт.,
Ключ — 1шт.,
Блок питания — 1шт.,
Палочка — 1шт.,
Фланель отбеленная — 1шт.,
Батист отбеленный — 1шт.,
Трубка медицинская резиновая — 3шт.,
Силикагель технический — 0,75кг.,
Упаковка.
Эксплуатационная документация:
руководство по эксплуатации — 1шт.,
Методика поверки — 1шт.



[Read More](#)

Артикул: N/A

Цена: Цена по запросу

Категория: [Рефрактометрия](#)