

ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Испытательное оборудование

ЛАБОРАТОРНАЯ ЩЕКОВАЯ ДРОБИЛКА А092

Лабораторная щековая дробилка А092



Технические характеристики:

Производительность 100... 400 кг/час

Материал корпуса чугун

Материал вала сталь

Материал щек марганцевая сталь

Расстояние между щеками от 2 до 15 мм (регулируется)

Размер загрузочного отверстия 100x60 мм

Электропитание 230 В / 750 Вт

Габариты (ДШВ) 450x1000x620 мм

Масса 115 кг

[Read More](#)

Артикул: N/A

Цена: Цена по запросу

Категория: [Испытательное оборудование](#)

