

СТЕКЛОПОСУДА

Стеклопосуда и принадлежности



ЭКСИКАТОРЫ С КРАНОМ ИЗ СВЕТЛОГО СТЕКЛА 1-240 ММ

Эксикаторы с краном из светлого стекла 1-240 мм

Технические параметры:

Диаметр вставки, мм: $208 \pm 4,0$

Диаметр, мм: $240 \pm 4,0$

Объем, л: 7,5

[Read More](#)

Артикул: N/A

Цена: Цена по запросу

Категория: [Стеклопосуда](#)



ЭКСИКАТОРЫ БЕЗ КРАНА ИЗ СВЕТЛОГО СТЕКЛА 2-210 ММ

Эксикаторы без крана из светлого стекла 2-210 мм

Технические параметры:

Артикул..... 10004802

Диаметр эксикатора..... $210 \pm 5,0$ мм

Диаметр вставки..... $176 \pm 3,0$ мм

Объем..... 4,5 л

Упаковка..... 1 шт.

[Read More](#)

Артикул: N/A

Цена: Цена по запросу
Категория: [Стеклопосуда](#)



ЭКСИКАТОРЫ БЕЗ КРАНА ИЗ СВЕТЛОГО СТЕКЛА 2-180 ММ

Эксикаторы без крана из светлого стекла 2-180 мм

Технические параметры:

Диаметр эксикатора..... 180±4,0 мм
Диаметр вставки..... 164±3,0 мм
Объем.....3,0 л

[Read More](#)
Артикул: N/A
Цена: Цена по запросу
Категория: [Стеклопосуда](#)



ЭКСИКАТОРЫ БЕЗ КРАНА ИЗ СВЕТЛОГО СТЕКЛА 2-150 ММ

Эксикаторы без крана из светлого стекла 2-150 мм

Технические параметры:

Материал	Стекло
Количество штук в упаковке	2 шт.
Тип продукта	Эксикатор
Диаметр эксикатора	150* 4,0 мм
Диаметр вставки	130* 2,0 мм

[Read More](#)
Артикул: N/A
Цена: Цена по запросу
Категория: [Стеклопосуда](#)

ЧАШКИ ПЕТРИ (СТЕКЛЯННЫЕ) 100X20ММ

Чашки Петри (стеклянные) 100x20мм



Технические параметры:

Материал: стекло

Диаметр чашки: 100 мм

Диаметр крышки: 110 мм

Глубина чашки: 12 мм

Высота чашки с крышкой: 20 мм

[Read More](#)

Артикул: N/A

Цена: Цена по запросу

Категория: [Стеклопосуда](#)

ЦИЛИНДР 3-500-2 (С ДЕЛЕНИЯМИ)

Цилиндр 3-500-2 (с делениями)



Технические параметры:

Цилиндры выполняются различных форм, объёмов. При изготовлении используется различный материал, стекло или различные виды пластика. На каждом стеклянном цилиндре нанесена шкала определения объёма налитой жидкости. На пластиковых цилиндрах подобной полосы не имеется. Приобрести подобный цилиндр необходимо каждому человеку занимающегося виноделием или самогонварением. От этого напрямую зависеть крепость и качество вашего напитка. Ведь правильно подобранная крепость, позволяет повысить качество и вкус изготавливаемого напитка.

Объем..... 500 мл

Допустимая погрешность..... ±5,0 мл

Цена деления..... 5,0 мл

Упаковка..... 6 шт.

[Read More](#)

Артикул: N/A

Цена: Цена по запросу

Категория: [Стеклопосуда](#)

ЦИЛИНДР 3-250-2 (С ДЕЛЕНИЯМИ)

Цилиндр 3-250-2 (с делениями)

Технические параметры:

Цилиндры выполняются различных форм, объёмов. При изготовлении используется различный материал, стекло или различные виды пластика. На каждом стеклянном цилиндре нанесена шкала определения объёма налитой жидкости. На пластиковых цилиндрах подобной полосы не имеется. Приобрести подобный цилиндр необходимо каждому человеку занимающегося виноделием или самогонварением. От этого напрямую зависеть крепость и качество вашего напитка. Ведь правильно подобранная крепость, позволяет повысить качество и вкус изготавливаемого напитка.

[Read More](#)

Артикул: N/A

Цена: Цена по запросу

Категория: [Стеклопосуда](#)



ЦИЛИНДР 2-25-2



Цилиндр 2-25-2

Технические параметры:

Маркировка цилиндров:

2-_____ исполнение 2 - горловина КШ, пробка и основание стеклянные

2-50-_____ вместимость (V=50 мл)

2-50-2_____ второй класс точности

Цилиндры изготавливаются из стекла марок ТС, ХС-3 или НС-3.

[Read More](#)

Артикул: N/A

Цена: Цена по запросу

Категория: [Стеклопосуда](#)



ЦИЛИНДР 1-10-2

Цилиндр 1-10-2

Технические параметры:

По ГОСТ 1770-74 «Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия» соответствуют 2 классу точности.

Маркировка цилиндров:

1-_____ исполнение 1 - носик и стеклянное основание

1-10-_____ вместимость (V=10 мл)

1-10-2_____ второй класс точности

[Read More](#)

Артикул: N/A

Цена: Цена по запросу

Категория: [Стеклопосуда](#)



СТАКАН НИЗКИЙ ОБЪЕМОМ 50 МЛ С ГРАДАЦИЕЙ., ТС, ИЗ БОРОСИЛИКАТНОГО СТЕКЛА

Стакан низкий объемом 50 мл с градацией., ТС, из боросиликатного стекла

[Read More](#)

Артикул: N/A

Цена: Цена по запросу

Категория: [Стеклопосуда](#)



СТАКАН НИЗКИЙ ОБЪЕМОМ 2000 МЛ С ДЕЛ., ТС, ИЗ БОРОСИЛИКАТНОГО СТЕКЛА

Стакан низкий объемом 2000 мл с дел., ТС, из боросиликатного стекла

[Read More](#)

Артикул: N/A

Цена: Цена по запросу

Категория: [Стеклопосуда](#)



СТАКАН НИЗКИЙ ОБЪЕМОМ 1000 МЛ С ДЕЛ., ТС, ИЗ БОРОСИЛИКАТНОГО СТЕКЛА

Стакан низкий объемом 1000 мл с дел., ТС, из боросиликатного стекла

[Read More](#)

Артикул: N/A

Цена: Цена по запросу

Категория: [Стеклопосуда](#)



СТАКАН НИЗКИЙ ОБЪЕМОМ 150 МЛ С ГРАДАЦИЕЙ., ТС, ИЗ БОРОСИЛИКАТНОГО СТЕКЛА

Стакан низкий объемом 150 мл с градацией., ТС, из боросиликатного стекла

[Read More](#)

Артикул: N/A

Цена: Цена по запросу

Категория: [Стеклопосуда](#)

СТАКАН НИЗКИЙ ОБЪЕМОМ 100 МЛ С ДЕЛ., ТС, ИЗ БОРОСИЛИКАТНОГО СТЕКЛА



Стакан низкий объемом 100 мл с дел., ТС, из боросиликатного стекла

[Read More](#)

Артикул: N/A

Цена: Цена по запросу

Категория: [Стеклопосуда](#)

СТАКАН Н-1-600, С ДЕЛ., ТС



Стакан Н-1-600, с дел., ТС

[Read More](#)

Артикул: N/A

Цена: Цена по запросу

Категория: [Стеклопосуда](#)

СТАКАН Н-1-400.С ДЕЛ., ТС (ЛАБОРАТОРНЫЙ)



Стакан Н-1-400 с дел., ТС (лабораторный)

[Read More](#)

Артикул: N/A

Цена: Цена по запросу

Категория: [Стеклопосуда](#)

СТАКАН Н-1-250, С ДЕЛ., ТС



Стакан Н-1-250, с дел., ТС

[Read More](#)

Артикул: N/A

Цена: Цена по запросу

Категория: [Стеклопосуда](#)

СТАКАН Н-1-150.С ДЕЛ., ТС (ЛАБОРАТОРНЫЙ)



Стакан Н-1-150 с дел., ТС (лабораторный)

[Read More](#)

Артикул: N/A

Цена: Цена по запросу

Категория: [Стеклопосуда](#)

СТАКАН Н-1-100.С ДЕЛ., ТС (ЛАБОРАТОРНЫЙ)



Стакан Н-1-100 с дел., ТС (лабораторный)

[Read More](#)

Артикул: N/A

Цена: Цена по запросу

Категория: [Стеклопосуда](#)

СТАКАН Н-1-25, С ДЕЛ., ТС



Стакан Н-1-25, с дел., ТС

[Read More](#)

Артикул: N/A

Цена: Цена по запросу

Категория: [Стеклопосуда](#)

СТАКАН ВЫСОКИЙ ОБЪЕМОМ 1000 МЛ С ГРАДАЦИЕЙ, ТС, ИЗ БОРОСИЛИКАТНОГО СТЕКЛА



Стакан высокий объемом 1000 мл с градацией, ТС, из боросиликатного стекла

[Read More](#)

Артикул: N/A

Цена: Цена по запросу

Категория: [Стеклопосуда](#)



СТАКАН ВЫСОКИЙ ОБЪЕМОМ 150 МЛ С ГРАДАЦИЕЙ, ТС, ИЗ БОРОСИЛИКАТНОГО СТЕКЛА

Стакан высокий объемом 150 мл с градацией, ТС, из боросиликатного стекла

[Read More](#)

Артикул: N/A

Цена: Цена по запросу

Категория: [Стеклопосуда](#)



СТАКАН ВЫСОКИЙ ОБЪЕМОМ 50 МЛ С ГРАДАЦИЕЙ, ТС, ИЗ БОРОСИЛИКАТНОГО СТЕКЛА

Стакан высокий объемом 50 мл с градацией, ТС, из боросиликатного стекла

[Read More](#)

Артикул: N/A

Цена: Цена по запросу

Категория: [Стеклопосуда](#)

СТАКАН В-1-2000 С ДЕЛ., ТС (ЛАБОРАТОРНЫЙ)



Стакан В-1-2000 с дел., ТС (лабораторный)

[Read More](#)

Артикул: N/A

Цена: Цена по запросу

Категория: [Стеклопосуда](#)

СТАКАН В-1-600 С ДЕЛ., ТС



Стакан В-1-600 с дел., ТС

[Read More](#)

Артикул: N/A

Цена: Цена по запросу

Категория: [Стеклопосуда](#)

СТАКАН В-1-400 С ДЕЛ., ТС



Стакан В-1-400 с дел., ТС

[Read More](#)

Артикул: N/A

Цена: Цена по запросу

Категория: [Стеклопосуда](#)

СТАКАН В-1-250 С ДЕЛ., ТС



Стакан В-1-250 с дел., ТС

[Read More](#)

Артикул: N/A

Цена: Цена по запросу

Категория: [Стеклопосуда](#)

СТАКАН В-1-150 С ДЕЛ., ТС



Стакан В-1-150 с дел., ТС

[Read More](#)

Артикул: N/A

Цена: Цена по запросу

Категория: [Стеклопосуда](#)

СТАКАН В-1-100 С ДЕЛ., ТС




Стакан В-1-100 с дел., ТС

[Read More](#)

Артикул: N/A

Цена: Цена по запросу

Категория: [Стеклопосуда](#)



ПИКНОМЕТРЫ ПЖ2-50-КШ 716


Пикнометры ПЖ2-50-КШ 716

[Read More](#)

Артикул: N/A

Цена: Цена по запросу

Категория: [Стеклопосуда](#)



ПИКНОМЕТРЫ ПЖ2-25-КШ 716


Пикнометры ПЖ2-25-КШ 716

[Read More](#)

Артикул: N/A

Цена: Цена по запросу

Категория: [Стеклопосуда](#)



ПИКНОМЕТРЫ ПЖ2-100-КШ 10/19


Пикнометры ПЖ2-100-КШ 10/19

[Read More](#)

Артикул: N/A

Цена: Цена по запросу

Категория: [Стеклопосуда](#)



ПИКНОМЕТР ДЛЯ ЖИДКОСТЕЙ ПЖ2-10-КШ 716

Пикнометр для жидкостей ПЖ2-10-КШ 716

[Read More](#)

Артикул: N/A

Цена: Цена по запросу

Категория: [Стеклопосуда](#)

ПАЛОЧКА СТЕКЛЯННАЯ



Палочка стеклянная

Технические параметры: Стеклянная 220мм*4 мм

[Read More](#)

Артикул: N/A

Цена: Цена по запросу

Категория: [Стеклопосуда](#)

ОДНОРАЗОВЫЕ СЕРОЛОГИЧЕСКИЕ ПИПЕТКИ 50 МЛ



Одноразовые серологические пипетки 50 мл

Технические характеристики:

Одноразовые серологические пипетки, материал Полистирол, емкость 50 мл

[Read More](#)

Артикул: N/A

Цена: Цена по запросу

Категория: [Стеклопосуда](#)



ОДНОРАЗОВЫЕ СЕРОЛОГИЧЕСКИЕ ПИПЕТКИ 25 МЛ

Одноразовые серологические пипетки 25 мл

Технические параметры:

Ёмкость 25 мл, с субделениями 0,2 мл и 8,0 мл отрицательной градацией с фиолетовой кодирующей лентой. Индивидуальная упаковка, гамма стерильная, 1 шт/упак, 50 шт/пакет, 200 шт/внутр.короб, 800шт /короб

[Read More](#)

Артикул: N/A

Цена: Цена по запросу

Категория: [Стеклопосуда](#)



МЕНЗУРКА 500 МЛ

Мензурка 500 мл

[Read More](#)

Артикул: N/A

Цена: Цена по запросу

Категория: [Стеклопосуда](#)

МЕНЗУРКА 250 МЛ



Мензурка 250 мл

[Read More](#)

Артикул: N/A

Цена: Цена по запросу

Категория: [Стеклопосуда](#)

МЕНЗУРКА 50 МЛ



Мензурка 50 мл

[Read More](#)

Артикул: N/A

Цена: Цена по запросу

Категория: [Стеклопосуда](#)

МЕНЗУРКА 1000 МЛ



Мензурка 1000 мл

[Read More](#)

Артикул: N/A

Цена: Цена по запросу

Категория: [Стеклопосуда](#)

МЕНЗУРКА 100 МЛ



Мензурка 100 мл

[Read More](#)

Артикул: N/A

Цена: Цена по запросу

Категория: [Стеклопосуда](#)

ЛОПАТОЧКА СТЕКЛЯННАЯ



Лопаточка стеклянная

[Read More](#)

Артикул: N/A

Цена: Цена по запросу

Категория: [Стеклопосуда](#)

КОЛБА ПЛОСКОДОННАЯ П-1-1000-29/32



Колба плоскодонная П-1-1000-29/32

[Read More](#)

Артикул: N/A

Цена: Цена по запросу

Категория: [Стеклопосуда](#)

КОЛБА ПЛОСКОДОННАЯ П-1-500-29/32



Колба плоскодонная П-1-500-29/32

[Read More](#)

Артикул: N/A

Цена: Цена по запросу

Категория: [Стеклопосуда](#)

КОЛБА ПЛОСКОДОННАЯ П-1-250-29/32



Колба плоскодонная П-1-250-29/32

[Read More](#)

Артикул: N/A

Цена: Цена по запросу

Категория: [Стеклопосуда](#)

КОЛБА ПЛОСКОДОННАЯ П-1-100-29/32



Колба плоскодонная П-1-100-29/32

[Read More](#)

Артикул: N/A

Цена: Цена по запросу

Категория: [Стеклопосуда](#)

КОЛБА П-2-500-34, ТС



Колба П-2-500-34, ТС

[Read More](#)

Артикул: N/A

Цена: Цена по запросу

Категория: [Стеклопосуда](#)

КОЛБА П-2-250-34, ТС



Колба П-2-250-34, ТС

[Read More](#)

Артикул: N/A

Цена: Цена по запросу

Категория: [Стеклопосуда](#)

КОЛБА П-2-100-22, ТС



Колба П-2-100-22, ТС

[Read More](#)

Артикул: N/A

Цена: Цена по запросу

Категория: [Стеклопосуда](#)



КОЛБА КОНИЧЕСКАЯ ГРАДУИРОВАННАЯ ОБЪЕМОМ 500 МЛ, ИЗ БОРОСИЛИКАТНОГО СТЕКЛА С ПРИТЕРТОЙ КРЫШКОЙ

Колба коническая градуированная объемом 500 мл, из боросиликатного стекла с притертой крышкой

[Read More](#)

Артикул: N/A

Цена: Цена по запросу

Категория: [Стеклопосуда](#)



КОЛБА КОНИЧЕСКАЯ ГРАДУИРОВАННАЯ ОБЪЕМОМ 250 МЛ, ИЗ БОРОСИЛИКАТНОГО СТЕКЛА С ПРИТЕРТОЙ КРЫШКОЙ

Колба коническая градуированная объемом 250 мл, из боросиликатного стекла с притертой крышкой

[Read More](#)

Артикул: N/A

Цена: Цена по запросу

Категория: [Стеклопосуда](#)

КОЛБА КН-3-2000-42 С ДЕЛ., ТС



Колба КН-3-2000-42 с дел., ТС

[Read More](#)

Артикул: N/A

Цена: Цена по запросу

Категория: [Стеклопосуда](#)

КОЛБА КН-3-1000-34 С ДЕЛ., ТС



Колба КН-3-1000-34 с дел., ТС

[Read More](#)

Артикул: N/A

Цена: Цена по запросу

Категория: [Стеклопосуда](#)

КОЛБА КН-1-50-14/23 С ДЕЛ., ТС



Колба КН-1-50-14/23 с дел., ТС

[Read More](#)

Артикул: N/A

Цена: Цена по запросу

Категория: [Стеклопосуда](#)

КОЛБА ВЮРЦА 150 МЛ



Колба Вюрца 150 мл

[Read More](#)

Артикул: N/A

Цена: Цена по запросу

Категория: [Стеклопосуда](#)



КОЛБА КОНИЧЕСКАЯ ГРАДУИРОВАННАЯ ОБЪЕМОМ 1000 МЛ, ИЗ БОРОСИЛИКАТНОГО СТЕКЛА С ПРИТЕРТОЙ КРЫШКОЙ

Колба коническая градуированная объемом 1000 мл, из боросиликатного стекла с притертой крышкой

[Read More](#)

Артикул: N/A

Цена: Цена по запросу

Категория: [Стеклопосуда](#)



КОЛБА КОНИЧЕСКАЯ ГРАДУИРОВАННАЯ ОБЪЕМОМ 100 МЛ, ИЗ БОРОСИЛИКАТНОГО СТЕКЛА.

Колба коническая градуированная объемом 100 мл, из боросиликатного стекла.

[Read More](#)

Артикул: N/A

Цена: Цена по запросу

Категория: [Стеклопосуда](#)

КОЛБА КОНИЧ. КН-1-1000-29/32 СО ШЛИФ. И ДЕЛ.



Колба конич. КН-1-1000-29/32 со шлиф. и дел.

[Read More](#)

Артикул: N/A

Цена: Цена по запросу

Категория: [Стеклопосуда](#)

КОЛБА КОНИЧ. КН-1-500-2932 СО ШЛИФ. И ДЕЛ.



Колба конич. КН-1-500-2932 со шлиф. и дел.

[Read More](#)

Артикул: N/A

Цена: Цена по запросу

Категория: [Стеклопосуда](#)

КОЛБА КН-3-500-34 С ДЕЛ., ТС



Колба КН-3-500-34 с дел., ТС

[Read More](#)

Артикул: N/A

Цена: Цена по запросу

Категория: [Стеклопосуда](#)

КОЛБА КН-3-250-34 С ДЕЛ., ТС



Колба КН-3-250-34 с дел., ТС

[Read More](#)

Артикул: N/A

Цена: Цена по запросу

Категория: [Стеклопосуда](#)

КОЛБА КН-3-50-22 С ДЕЛ., ТС



Колба КН-3-50-22 с дел., ТС

[Read More](#)

Артикул: N/A

Цена: Цена по запросу

Категория: [Стеклопосуда](#)

КОЛБА БУНЗЕНА СО ШЛИФОМ 1000 МЛ



Колба Бунзена со шлифом 1000 мл

Технические характеристики:

Объем: 1000 мл

Диаметр горлышка: 50 мм

[Read More](#)

Артикул: N/A

Цена: Цена по запросу

Категория: [Стеклопосуда](#)

КОЛБА БУНЗЕНА СО ШЛИФОМ 500 МЛ



Колба Бунзена со шлифом 500 мл

Технические характеристики:

Объем: 500 мл

Диаметр горлышка: 29 мм

Высота: 86 мм

[Read More](#)

Артикул: N/A

Цена: Цена по запросу

Категория: [Стеклопосуда](#)

КОЛБА БУНЗЕНА СО ШЛИФОМ 250 МЛ



Колба Бунзена со шлифом 250 мл

Технические характеристики:

Объем: 250 мл

Диаметр горлышка: 29 мм

Высота: 136 мм

[Read More](#)

Артикул: N/A

Цена: Цена по запросу

Категория: [Стеклопосуда](#)

КОЛБА 2А-2000-2 (МЕРНАЯ) С ПРОБКой



Колба 2а-2000-2 (мерная) с пробкой

Технические характеристики:

Объем: 2000 мл

Высота: 370 мм

Диаметр горлышка: 29 мм

Упаковка: 3 шт.

ГОСТ 1770-74

[Read More](#)

Артикул: N/A

Цена: Цена по запросу

Категория: [Стеклопосуда](#)

КОЛБА 2А-500-2 (МЕРНАЯ) С ПРОБКой



Колба 2а-500-2 (мерная) с пробкой

Технические характеристики:

Объем: 500 мл

Высота: 260 мм

Диаметр горлышка: 14 мм

Упаковка: 2 шт.

ГОСТ 1770-74

[Read More](#)

Артикул: N/A

Цена: Цена по запросу

Категория: [Стеклопосуда](#)

КОЛБА 2А-250-2 (МЕРНАЯ) С ПРОБКой



Колба 2а-250-2 (мерная) с пробкой

Технические характеристики:

Объем: 250 мл

Высота: 220 мм

Диаметр горлышка: 14 мм

Упаковка: 2 шт.

ГОСТ 1770-74

[Read More](#)

Артикул: N/A

Цена: Цена по запросу

Категория: [Стеклопосуда](#)

КОЛБА 2А-200-2 (МЕРНАЯ) С ПРОБКой



Колба 2а-200-2 (мерная) с пробкой

Технические характеристики:

Объем: 200 мл

Высота: 210 мм

Диаметр горлышка: 14 мм

Упаковка: 2 шт.

ГОСТ 1770-74

[Read More](#)

Артикул: N/A

Цена: Цена по запросу

Категория: [Стеклопосуда](#)

КОЛБА 2А-50-2 (МЕРНАЯ) С ПРОБКой



Колба 2а-50-2 (мерная) с пробкой

Технические характеристики:

Объем: 50 мл

Высота: 140 мм

Диаметр горлышка: 10 мм

Упаковка: 12 шт.

ГОСТ 1770-74

[Read More](#)

Артикул: N/A

Цена: Цена по запросу

Категория: [Стеклопосуда](#)

КОЛБА 2А-25-2 (МЕРНАЯ) С ПРОБКой



Колба 2а-25-2 (мерная) с пробкой

Технические характеристики:

Объем: 25 мл

Высота: 110 мм

Диаметр горлышка: 10 мм

Упаковка: 12 шт.

ГОСТ 1770-74

[Read More](#)

Артикул: N/A

Цена: Цена по запросу

Категория: [Стеклопосуда](#)

КОЛБА 1-200-2 (МЕРНАЯ)



Колба 1-200-2 (мерная)

Технические характеристики:

Номинальная вместимость колбы: 2000 мл

Диаметр горлышка: 25 мм

Высота: 370 мм

ГОСТ 1770-74

[Read More](#)

Артикул: N/A

Цена: Цена по запросу

Категория: [Стеклопосуда](#)

КОЛБА 1-500-2 (МЕРНАЯ)



Колба 1-500-2 (мерная)

Технические характеристики:

Номинальная вместимость колбы: 500 мл

Диаметр горлышка: 17 мм

Высота: 260 мм

ГОСТ 1770-74

[Read More](#)

Артикул: N/A

Цена: Цена по запросу

Категория: [Стеклопосуда](#)

КОЛБА 1-250-2 (МЕРНАЯ)



Колба 1-250-2 (мерная)

Технические характеристики:

Номинальная вместимость колбы: 250 мл

Диаметр горлышка: 14 мм

Высота: 220 мм

ГОСТ 1770-74

[Read More](#)

Артикул: N/A

Цена: Цена по запросу

Категория: [Стеклопосуда](#)

КОЛБА 1-200-2 (МЕРНАЯ)



Колба 1-200-2 (мерная)

Технические характеристики:

Номинальная вместимость колбы: 200 мл

Диаметр горлышка: 14 мм

Высота: 210 мм

ГОСТ 1770-74

[Read More](#)

Артикул: N/A

Цена: Цена по запросу

Категория: [Стеклопосуда](#)



КОЛБА 1-100-2 (МЕРНАЯ)

Колба 1-100-2 (мерная)

Технические характеристики:

Номинальная вместимость колбы: 100 мл

Диаметр горлышка: 12 мм

Высота: 170 мм

ГОСТ 1770-74

[Read More](#)

Артикул: N/A

Цена: Цена по запросу

Категория: [Стеклопосуда](#)



КОЛБА 1-25-2 (МЕРНАЯ)

Колба 1-25-2 (мерная)

Технические характеристики:

Номинальная вместимость колбы: 25 мл

Диаметр горлышка: 9 мм

Высота: 110 мм

ГОСТ 1770-74

[Read More](#)

Артикул: N/A

Цена: Цена по запросу

Категория: [Стеклопосуда](#)



КАПЕЛЬНИЦА ДЛЯ ДОЗИРОВАНИЯ РАСТВОРОВ И ИНДИКАТОРОВ, ИЗ ПРОЗРАЧНОГО СТЕКЛА, АВТОКЛАВИРУЕМАЯ НА 60 МЛ

Капельница для дозирования растворов и индикаторов, из прозрачного стекла, автоклавируемая на 60 мл

Описание товара:

Капельница – это емкость, строение которой позволяет добавлять реактив по каплям. Одним из этапов лабораторной работы является добавление небольших количеств определенных веществ, например индикаторов, реактива Несслера, концентрированных кислот. Для капельного добавления используется узкий вытянутый носик, пробка с желобком, пипетка с грушей или же оплавленная палочка из стекла с выемкой на конце. Широко используется во всех типах лабораторий (химические, биологические, медицинские, микробиологические).

Технические характеристики:

Размеры 46*85 мм.

Комплектация:

В 1 коробке – 10 уп, в 1 уп – 10 шт

[Read More](#)

Артикул: N/A

Цена: Цена по запросу

Категория: [Стеклопосуда](#)



КАПЕЛЬНИЦА ДЛЯ ДОЗИРОВАНИЯ РАСТВОРОВ И ИНДИКАТОРОВ, ИЗ ПРОЗРАЧНОГО СТЕКЛА, АВТОКЛАВИРУЕМАЯ НА 30 МЛ

Капельница для дозирования растворов и индикаторов, из прозрачного стекла, автоклавируемая на 30 мл

Описание товара:

Капельница – это емкость, строение которой позволяет добавлять реактив по каплям. Одним из этапов лабораторной работы является добавление небольших количеств определенных веществ, например индикаторов, реактива Несслера, концентрированных кислот. Для капельного добавления используется узкий вытянутый носик, пробка с желобком, пипетка с грушей или же оплавленная палочка из стекла с выемкой на конце. Широко используется во всех типах лабораторий (химические, биологические, медицинские, микробиологические).

Технические характеристики:

Размеры 40*76 мм.

Комплектация:

В 1 коробке – 12 уп, в 1 уп – 10 шт

[Read More](#)

Артикул: N/A

Цена: Цена по запросу

Категория: [Стеклопосуда](#)



ВОРОНКА ЛАБОРАТОРНАЯ В-75-110

Воронка лабораторная В-75-110

[Read More](#)

Артикул: N/A

Цена: Цена по запросу

Категория: [Стеклопосуда](#)



ВОРОНКА ЛАБОР.В-150-230 ХС

Воронка лабор.В-150-230 ХС

[Read More](#)

Артикул: N/A

Цена: Цена по запросу

Категория: [Стеклопосуда](#)



ВОРОНКА ЛАБОР.В-100-150 ХС

Воронка лабор.В-100-150 ХС

[Read More](#)

Артикул: N/A

Цена: Цена по запросу

Категория: [Стеклопосуда](#)



ВОРОНКА ДЕЛИТЕЛЬНАЯ ЦИЛИНДР. ВД-1-250 ГРАД

Воронка делительная цилиндр. ВД-1-250 град

[Read More](#)

Артикул: N/A

Цена: Цена по запросу

Категория: [Стеклопосуда](#)



ВОРОНКА ДЕЛИТЕЛЬНАЯ ЦИЛИНДР. ВД-1-125 ГРАД.

Воронка делительная цилиндр. ВД-1-125 град.

[Read More](#)

Артикул: N/A

Цена: Цена по запросу

Категория: [Стеклопосуда](#)



БЮРЕТКА С КРАНОМ 1-1-2-100-0-2

Бюретка с краном 1-1-2-100-0,2

[Read More](#)

Артикул: N/A

Цена: Цена по запросу

Категория: [Стеклопосуда](#)

БЮРЕТКА БЕЗ КРАНА 1-3-2-100-0,2



Бюретка без крана 1-3-2-100-0,2

[Read More](#)

Артикул: N/A

Цена: Цена по запросу

Категория: [Стеклопосуда](#)

БЮРЕТКА 1-3-2-10-0,05 (БЕЗ КРАНА)



Бюретка 1-3-2-10-0,05 (без крана)

[Read More](#)

Артикул: N/A

Цена: Цена по запросу

Категория: [Стеклопосуда](#)

БЮРЕТКА 1-1-2-50-0,1 С КРАНОМ



Бюретка 1-1-2-50-0,1 с краном

[Read More](#)

Артикул: N/A

Цена: Цена по запросу

Категория: [Стеклопосуда](#)

БЮРЕТКА 1-1-2-25-0,1 С КРАНОМ, РЕЗЬБ. УПЛОТНЕНИЕ



Бюретка 1-1-2-25-0,1 с краном, резьб. Уплотнение

[Read More](#)

Артикул: N/A

Цена: Цена по запросу

Категория: [Стеклопосуда](#)



БУТЫЛЬ ВУЛЬФА С КРАНОМ И ПРИТЕРТОЙ КРЫШКОЙ, ОБЪЕМОМ 2,5 ЛИТРА.

Бутыль Вульфа с краном и притертой крышкой, объемом 2,5 литра.

- Прозрачный стеклянный материал со стандартной заглушкой или запорным краном, пригодный для дозирования жидкостей.
- Отличная химическая стойкость.
- Низкое тепловое расширение.

Технические характеристики:

Объем – 2.5 л

Запорный кран – в наличии

Диаметр горлышка – 48 мм

Диаметр нижнего тубуса – 30 мм

Высота – 270 мм

Упаковка:

Коробка - 1 шт.

Ящик – 12 шт.

[Read More](#)

Артикул: N/A

Цена: Цена по запросу

Категория: [Стеклопосуда](#)



БУТЫЛЬ ВУЛЬФА (СКЛЯНКА-АСПИРАТОР), 5000 МЛ:

Бутыль Вульфа (склянка-аспиратор), 5000 мл:

Бутыль Вульфа (склянка с тубусом) предназначена для отбора и хранения раствора и газа.

Может использоваться как предохранительный сосуд перед водоструйным насосом, а также незаменим для хранения дистиллята.

Реализуемые бутыля Вульфа имеют притертую пробку и нижний тубус с краном.

[Read More](#)

Артикул: N/A

Цена: Цена по запросу

Категория: [Стеклопосуда](#)



БУТЫЛЬ ВУЛЬФА (СКЛЯНКА-АСПИРАТОР), 2500 МЛ:

Бутыль Вульфа (склянка-аспиратор), 2500 мл:

Бутыль Вульфа (склянка с тубусом) предназначена для отбора и хранения раствора и газа.

Может использоваться как предохранительный сосуд перед водоструйным насосом, а также незаменим для хранения дистиллята.

Реализуемые бутыля Вульфа имеют притертую пробку и нижний тубус с краном.

[Read More](#)

Артикул: N/A

Цена: Цена по запросу

Категория: [Стеклопосуда](#)