

# ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

## АППАРАТ ОЗОНОТЕРАПИИ С НИЗКОЙ КОНЦЕНТРАЦИЕЙ И ДЕСТРУКТОРОМ ОЗОНА АОТ-Н-01-АРЗ-01/1



**Аппарат озонотерапии с низкой концентрацией и деструктором озона АОТ-Н-01-АРЗ-01/1**

Медицинский озонатор "Медозонс БМ" вобрал в себя все лучшее от аппаратов серии: абсолютную чистоту и высокую точность поддержания заданной концентрации озона, позволяет проводить строго дозозависимую терапию, надежен и безопасен при эксплуатации. Самая популярная модель с 2001 г.

Информация отображается на многофункциональном дисплее. Большим преимуществом является возможность автоматического поддержания с высокой степенью точности разных скоростей подачи озонотоксической смеси (0,25, 0,5, 1 л/мин)

### **Технические характеристики:**

- Камера каркасная "плечо-голень" D=220мм, L=700мм (с возм.гидромасс.) - компл - 1
- Камера "кисть" D=155мм, L=400мм - компл - 1
- Камера "стопа" D=220мм, L=620мм - компл - 2

### **Комплектация:**

- Устройство для набора озонотоксической смеси - компл - 1
- Катетер для ректальных инфузий однораз. исп. 18 Fr, 1 упак=10 шт. - компл - 5
- Комплект игл для озонирования физ.растворов (Г-20х180, 180 мм-4шт, 90мм-4 шт) - компл - 1
- Устройство для озонирования воды, растворов, масел - компл - 1
- Монтажный комплект компл - 1
- Дополнительный компактный деструктор озона до 10 мг/л., 1 компл. = 2 дест. - компл - 1
- Озонированное оливковое масло серии ОТРИ ® ("ОТРИ ® 6000" - 2 фл.по 25 мл., "ОТРИ ® 12000" - 2 фл.по 25 мл.)- упак-1

[Read More](#)

**Артикул:** N/A

**Цена:** Цена по запросу

**Категория:** [Физиотерапевтическое оборудование](#)