

СТЕРИЛИЗАЦИЯ И ДЕЗИНФЕКЦИЯ

Стерилизация и дезинфекция

КАМЕРА БАКТЕРИЦИДНАЯ "КБУ-1 СПУ"



Камера бактерицидная "КБУ-1 СПУ"

Описание товара:

Камера обеспечивает постоянную готовность к работе медицинских инструментов в процессе их длительного (до 7 суток) хранения.

Технические характеристики:

Электропитание камеры осуществляется от однофазной сети переменного тока напряжением $220\text{ В} \pm 10\%$, частотой 50 Гц.

Мощность, потребляемая камерой, не более 60Вт.

Бактерицидная облучённость от источника УФ-излучения в любой точке полок отсеков рабочей камеры не менее 1 Вт/м^2 . В качестве источника бактерицидного излучения в камере использованы бактерицидные лампы TUV 15W фирмы «Philips», Голландия.

Время непрерывной работы камеры не более 168 часов.

Время срабатывания светодиодного индикатора «ИНСТР. ГОТОВ» (10 ± 1) минута.

Время загрузки камеры не должно превышать 10 минут.

Усилие, прилагаемое к ручке, необходимое для открывания двери камеры не более 20 Н.

По электробезопасности камера соответствует требованиям ГОСТ Р 51350 класса защиты I, а в части ЭМС камера соответствует требованиям ГОСТ Р 50267.0.2-2005.

Габаритные размеры камеры не более $562 \times 375 \times 535$ мм.

Размер отсеков рабочей камеры, мм, не менее:

- верхний $514 \times 315 \times 174$;
- нижний $514 \times 315 \times 208$.

Масса камеры, не более 15 кг.

Средняя наработка на отказ не менее 1500 часов.

Средний срок службы, не менее 8 лет.

Наружные поверхности камеры допускают дезинфекцию способом протирания растворами дезинфицирующих средств, разрешённых в Российской Федерации для дезинфекции поверхностей в соответствии с действующими методическими документами по применению конкретного средства.

Камера может эксплуатироваться в помещениях с диапазоном температуры окружающего воздуха от +10°C до +35°C, относительной влажности воздуха до 80% при температуре +25°C и атмосферном давлении (84-107 кПа) 630-800 мм рт. ст.

Камера отнесена к виду климатического исполнения – УХЛ4.2 по ГОСТ Р 50444.

Сведения о содержании драгоценных металлов:

■ золото – 0,0045 г;

■ серебро – 0,061 г.

[Read More](#)

Артикул: N/A

Цена: Цена по запросу

Категория: [Стерилизация и дезинфекция](#)