

# КЛИНИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА

Клиническая диагностика

## ИФА ТЕСТ НА ВЫЯВЛЕНИЕ "IGG" К КОРОНАВИРУСУ COVID-19



**ИФА тест на выявление IgG к коронавирусу в Ташкенте**

**Набор реагентов для качественного выявления иммуноглобулинов класса G к коронавирусу SARS-CoV-2 методом иммуноферментного анализа «ЭБМ-SARS-CoV-2-IgG».**

**Набор рассчитан на проведение 96 тестов.**

**Серологическое исследование при COVID-19:**

- Установление факта перенесенной инфекции.
- Оценка напряженности гуморального иммунитета.
- Оценка коллективного иммунитета.
- Оценка эффективности вакцинации.
- Тестирование организованных групп населения.
- Выявление гипериммунных реконвалесцентов с целью использования донорской плазмы крови для лечения тяжелых больных.

**Гуморальный иммунный ответ на антитела SARS-CoV-2 развивается на второй неделе болезни:**

- Стадия № 1: в крови появляются IgM, их титр быстро нарастает, достигая максимума на 3-4 неделе болезни.
- Стадия № 2: титр IgM снижается.
- Стадия № 3: титр IgG медленно нарастает и сохраняется длительное время на высоком уровне.

**Состав набора:**

Иммуносорбент – 1 планшет  
Концентрат конъюгата (КК), 1,2 мл – 1 флакон  
Положительный контроль (ПК), 0,1 мл – 1 флакон  
Отрицательный контроль (ОК), 0,15 мл – 1 флакон  
Концентрат промывочного раствора (КПР), 30 мл – 1 флакон  
Раствор для разведения сывороток (РРС), 10 мл – 1 флакон  
Раствор для разведения конъюгата (РПК), 12 мл – 1 флакон  
ТМБ-субстрат, 11 мл – 1 флакон  
Стоп реагент, 11 мл – 1 флакон  
Клейкая пленка – 3 шт.  
Инструкция по применению – 1 шт.

[Read More](#)

**Артикул:** N/A

**Цена:** 0 UZS

**Категория:** [Тесты на коронавирус](#)





## ТЕСТ-СИСТЕМА «АРТТЕСТ COVID-19» (ПЦР) 100 ИССЛЕДОВАНИЙ В КОМПЛЕКТЕ С РЕАГЕНТАМИ ДЛЯ ОЧИСТКИ РНК «АРТРНК ЭКСТРАКТ» ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С ТЕСТ- СИСТЕМОЙ "АРТТЕСТ COVID-19"

### НАЗНАЧЕНИЕ ТЕСТ-СИСТЕМЫ

**Тест-система «АртТест COVID-19» (ПЦР)** 100 исследований в комплекте с Реагентами для очистки **РНК «АртРНК экстракт»** для использования с тест-системой "АртТест COVID-19"

Тест-система «АртТест COVID-19» предназначена для выявления **РНК** коронавируса **COVID-19** методом одностадийной ОТ-ПЦР с детекцией результатов в режиме «реального времени» в лабораторной клинической практике.

Комплект реагентов для очистки **РНК «АртРНК экстракт»** предназначен для экстракции суммарной **РНК/ДНК** из клинического материала: мазков, соскобов и отделяемого слизистых оболочек урогенитального, респираторного и пищеварительного трактов, а также из биологических жидкостей (мочи, секрета предстательной железы, плазмы, сыворотки, слюны, отделяемого конъюнктивы, ликвора, плевральной, синовиальной и амниотической жидкостей, БАЛ, спермы), фекалий, кровососущих членистоногих и проб из ОСОЧ для последующего исследования методами ПЦР, ОТ-ПЦР, в том числе с детекцией результатов в режиме реального времени.

[Read More](#)

**Артикул:** N/A

**Цена:** 0 UZS

**Категория:** [Тесты на коронавирус](#)

