

БЕЗ КАТЕГОРИИ

МИКРОТОМ САННЫЙ МС-1Э С ЗАМОРАЖИВАЮЩИМ СТОЛИКОМ



Микротом санный МС-1Э с замораживающим столиком

Микротом состоит из следующих основных модулей:

- станина с механизмом автоматического подъема объекта;
- суппорта с держателем ножа или держателем лезвий;
- устройство ориентации объекта;
- панели управления;
- поддонов для сбора отходов жидкости и парафиновых отходов;
- сетевого адаптера
- столик замораживающий ЗС-1 предназначен для замораживания биологических тканей и используется с санными микротомами МС-1.

В комплект входит:

1. Микротом МС-1Э - 1 шт.
2. Держатель объектов - 1 шт.
3. Суппорт с держателем ножа - 1 шт.
4. Поддон съёмный - 1 шт.
5. Поддон для отходов настольный - 1шт.
6. Блок питания - 1шт.
7. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
8. Упаковка транспортная - 1 шт.
9. Держатель кассет - 1 шт.
10. Нож микротомный многоразовый 180 мм - 2 шт.
- 11.. Обушок - 1 шт.
12. Ручка для микротомного ножа - 1 шт.
13. Ремень для правки ножей - 1 шт.
14. Паста алмазная - 1 шт.
15. Брусок для заточки микротомных ножей - 1 шт.
16. Столик замораживающий ЗС-1 - 1 шт.

[Read More](#)

Артикул: N/A

Цена: Цена по запросу

Категория: [Без категории](#)

МИКРОТОМ САННЫЙ МС-1Э БЕЗ ЗАМОРАЖИВАЮЩЕГО СТОЛИКА



Микротом санный МС-1Э без замораживающего столика

Микротом состоит из следующих основных модулей:

- станина с механизмом автоматического подъема объекта;
- суппорта с держателем ножа или держателем лезвий;
- устройство ориентации объекта;
- панели управления;
- поддонов для сбора отходов жидкости и парафиновых отходов;
- сетевого адаптера

В комплект входит:

1. Микротом МС-1Э – 1 шт.
2. Держатель объектов – 1 шт.
3. Суппорт с держателем ножа – 1 шт.
4. Поддон съёмный – 1 шт.
5. Поддон для отходов настольный – 1 шт.
6. Блок питания – 1 шт.
7. Руководство по эксплуатации – 1 шт.
8. Упаковка транспортная – 1 шт.
9. Держатель кассет – 1 шт.
10. Нож микротомный многоразовый 180 мм (250 мм) – 2 шт.
11. Обушок – 1 шт.
12. Ручка для микротомного ножа – 1 шт.
13. Ремень для правки ножей – 1 шт.
14. Паста алмазная – 1 шт.
15. Брусоч для заточки микротомных ножей – 1 шт.

[Read More](#)

Артикул: N/A

Цена: Цена по запросу

Категория: [Без категории](#)

МИКРОТОМ САННЫЙ МС-1М С ЗАМОРАЖИВАЮЩИМ СТОЛИКОМ



Микротом санный МС-1М с замораживающим столиком

Микротом состоит из следующих основных модулей:

- станина с механизмом автоматического подъема объекта;
- суппорта с держателем ножа или держателем лезвий;
- устройство ориентации объекта;
- механизм установки толщины срезов;
- механизм установки тримминга;
- кнопка быстрой установки величины среза (тримминга);
- поддонов для сбора отходов жидкости и парафиновых отходов;

В комплектацию входит:

1. Микротом МС-1М – 1 шт.
2. Держатель объектов – 1 шт.
3. Суппорт с держателем ножа – 1 шт.
4. Поддон съёмный – 1 шт.
5. Поддон для отходов настольный – 1шт.
6. Руководство по эксплуатации – 1 шт.
7. Упаковка транспортная – 1 шт.
8. Нож микротомный многоразовый 180 мм – 2 шт.
9. Обушок – 1 шт.
10. Ручка для микротомного ножа – 1 шт.
11. Ремень для правки ножей – 1 шт.
12. Паста алмазная – 1 шт.
13. Брусоч для заточки микротомных ножей – 1 шт.
14. Столик замораживающий ЗС-1 – 1 шт.

[Read More](#)

Артикул: N/A

Цена: Цена по запросу

Категория: [Без категории](#)



МИКРОТОМ САННЫЙ МС-1М БЕЗ ЗАМОРАЖИВАЮЩЕГО СТОЛИКА

Микротом санный МС-1М без замораживающего столика

Микротом состоит из следующих основных модулей:

- станина с механизмом автоматического подъема объекта;
- суппорта с держателем ножа или держателем лезвий;
- устройство ориентации объекта;
- механизм установки толщины срезов;
- механизм установки тримминга;
- кнопка быстрой установки величины среза (тримминга);
- поддонов для сбора отходов жидкости и парафиновых отходов;

В комплект входит:

- 1.Микротом МС-1М - 1 шт
- 2.Держатель объектов - 1 шт
- 3.Суппорт с держателем ножа - 1 шт
- 4.Поддон съёмный - 1 шт
- 5.Поддон для отходов настольный - 1 шт
- 6.Руководство по эксплуатации - 1 шт
- 7.Нож микротомный многоразовый 180 мм - 2 шт
- 8.Обушок - 1 шт
- 9.Ручка для микротомного ножа - 1 шт
- 10.Ремень для правки ножей - 1 шт
- 11.Паста - 1 шт
- 12.Брусочек для заточки микротомных ножей - 1 шт

[Read More](#)

Артикул: N/A

Цена: Цена по запросу

Категория: [Без категории](#)